



Dental-Instruments Germany



Quality Instruments





**Die Firma HLW Dental-Instruments Germany besteht seit 1993.**

Wir produzieren und vertreiben Dentalinstrumente weltweit.

**Unsere Schwerpunkte:**

Chirurgie  
Parodontologie  
Implantologie  
Orthodontie



**Dental-Instruments Germany**  
every time a good decision.

**The company HLW Dental-Instruments Germany was founded in 1993.**

We are manufacturing and distributing high grade instruments for dentistry

**Our priorities:**

Surgical  
Parodontology  
Implantology  
Orthodontic





Firmengebäude



Ausstellung







# Garantie Guarantee

## Hinweis

Wir sind ständig bestrebt Qualität und Ausführung unserer Produkte zu verbessern. In diesem Zusammenhang behalten wir uns ausdrücklich das Recht vor, Lieferprogramm und Instrumente ohne vorherige Ankündigung zu ändern und die Garantie-, Liefer- und Zahlungsbedingungen fortzuentwickeln und veränderten rechtlichen Gegebenheiten anzupassen.

Mit Erscheinen dieses Kataloges verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit.

## Copyright

Dieser Katalog bleibt ausschließliches Eigentum von HLW Dental Instruments. Die Nutzung und Weitergabe des Kataloges ist nur Händlern gestattet, die ausschließlich HLW-Instrumente ein- und verkaufen. Jeder Nachdruck oder anderweitige Vervielfältigung dieses Kataloges bzw. von Teilen davon oder auch auszugsweise, sowie die Übertragung bzw. Nutzung des Kataloges in Speichermedien jeder Art ist auch auszugsweise verboten.

## Note

We are permanently solicitous to improve quality, design and configuration of our products. Therefore we reserve the right to alterate product-range and design of instruments without prior notice. So far our terms of guarantee, delivery and payment are subject to further development and adjustment to changing legal frame conditions, too.

This issue of catalogue invalidate all prior editions.

## Copyright

This catalogue remains an exclusive property of HLW Dental Instruments. Use and distribution of the catalogue is limited to our customers dealing exclusively with our instruments. Each reprint of otherwise reproduction of this catalogue or of parts of it, such as the transfer or use of catalogue or its components in storage media of and kind even partially is prohibited.





### A

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Abdrucklöffel         | 200–205 |
| Alginatspatel         | 188     |
| Amalgaminstrumente    | 172–173 |
| Amalgampistole        | 63      |
| Applikatoren          | 7–8     |
| Arterienklemmen       | 97–98   |
| Artikulationspinzette | 118     |
| Aspirationsspritzen   | 76–77   |

### B

|                  |     |
|------------------|-----|
| Bondingpinsel    | 8   |
| Brenngutpinzette | 185 |

### C

|             |          |
|-------------|----------|
| Codierringe | 147, 203 |
|-------------|----------|

### D

|                  |         |
|------------------|---------|
| Distalschneider  | 189     |
| Drahtbiegezaugen | 191–197 |
| Drahtschneider   | 189     |

### E

|             |         |
|-------------|---------|
| Excavatoren | 160–163 |
|-------------|---------|

### F

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Fadenleger          | 173     |
| Flachzaugen         | 191     |
| Fotospiegel         | 125     |
| Füllungsinstrumente | 165–171 |

### G

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Gewebezange        | 58  |
| Gingivalanschräger | 174 |
| Gipsmesser         | 187 |
| Gipsspatel         | 188 |
| Gipszange          | 185 |

### H

|                  |     |
|------------------|-----|
| Hammer           | 64  |
| Heidemannspatel  | 165 |
| Hohlmeißelzaugen | 57  |

### I

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Injektionsspritzen  | 76–77 |
| Instrumentenschalen | 70–71 |
| Interdentalbürsten  | 5–6   |
| Intraoralspiegel    | 125   |

### K

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Kinderzaugen       | 28–32 |
| Klammerboard       | 81    |
| Knochenfeile       | 150   |
| Knochenzaugen      | 57    |
| Kofferdam          | 81    |
| Kofferdam-Klammern | 80    |
| Kofferdamrahmen    | 81    |
| Kofferdamzaugen    | 79    |
| Kronenaufbieger    | 178   |
| Kronenentferner    | 74    |
| Kronenmesser       | 184   |
| Kronenzaugen       | 23    |

### L

|                  |         |
|------------------|---------|
| Laborinstrumente | 181–198 |
| Lötpinzetten     | 185     |
| Luxierer         | 48–51   |

### M

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Matrizenbänder    | 111–112            |
| Matrizenspanner   | 111–112            |
| Micro Tips        | 8                  |
| Microtools        | 54–55              |
| Mikronadelhalter  | 103, 104, 108, 109 |
| Mikropinzetten    | 119–120            |
| Mikroscheren      | 92, 94             |
| Mikrospiegel      | 124                |
| Mundspiegel       | 123–124            |
| Mundspiegelgriffe | 126                |
| Mundspreitser     | 60                 |
| Mustermappen      | 9–10               |

### N

|              |         |
|--------------|---------|
| Nadelhalter  | 100–109 |
| Nagelscheren | 83      |

### O

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Ochsenbein P.A. Meißel | 150 |
| Ofenzaugen             | 183 |

### P

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| P.A. Küretten    | 140–146, 148, 151 |
| P.A. Scaler      | 136–139, 149, 151 |
| P.A. Sonden      | 157               |
| P.K. Thomas      | 182               |
| Periotome        | 150               |
| Pinselhaltgriffe | 5, 8              |
| Pinzetten        | 114–120           |
| Planator         | 174               |
| Prophylaxe       | 4–6               |

### R

|            |         |
|------------|---------|
| Raspatoren | 176–177 |
|------------|---------|

### S

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Scaler              | 136–139, 149 |
| Separator           | 72           |
| Skalpellgriff       | 179          |
| Sonden              | 153–157      |
| Spiegelgriffe       | 126          |
| Spirituslampe       | 70           |
| Spritzenhaltezaugen | 64           |
| Scharfe Löffel      | 32–34        |
| Scheren             | 83–95        |
| Schlaufensystem     | 72           |
| Scherenzaugen       | 13           |

### T

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Tamponstopfer          | 173     |
| Tasterzirkel           | 184     |
| Teleskopkronenzaugen   | 198     |
| Titannitridinstrumente | 129–130 |
| Trays                  | 70–71   |
| Tuchklemmen            | 99      |

### U

|                  |    |
|------------------|----|
| Ultraschallgerät | 73 |
|------------------|----|

### W

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Wachsmesser               | 186       |
| Wachsmodellierinstrumente | 181–182   |
| Wangenhalter              | 61–63     |
| Waschkörbe                | 69        |
| Wasch-Trays Implant.      | 67–68     |
| Wasch-Trays Instr.        | 65–66     |
| Wasserspritze             | 13        |
| Wattespender              | 70        |
| Wundhaken                 | 61–63, 72 |
| Wundspreitser             | 72        |
| Wurzelheber               | 34–47     |
| Wurzelkanalerweiterer     | 158       |
| Wurzelkanalstopfer        | 158       |
| Wurzelspitzenzaugen       | 52        |
| Wurzelsplitterheber       | 53        |

### Z

|              |         |
|--------------|---------|
| Zahnsonden   | 153–157 |
| Zahnzaugen   | 14–32   |
| Zementspatel | 181     |
| Zungenbügel  | 184     |

## A

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Alginat spatula     | 188     |
| Amalgam gun         | 63      |
| Amalgam instruments | 172–173 |
| Applicators         | 7–8     |
| Aspirating syringe  | 76–77   |

## B

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Bonding brushes | 8     |
| Bone curettes   | 32–34 |
| Bone rongeurs   | 57    |
| Brush holder    | 5, 8  |
| Bonefile        | 150   |

## C

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Calibers          | 184      |
| Children forceps  | 28–32    |
| Clamp board       | 81       |
| Colour coding     | 147, 203 |
| Crown bender      | 178      |
| Crown loop system | 72       |
| Crown pliers      | 23       |
| Crown remover     | 74       |

## D

|               |     |
|---------------|-----|
| Distal cutter | 189 |
|---------------|-----|

## E

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Extracting forceps | 14–32   |
| Excavators         | 106–163 |

## F

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Filling instruments | 165–171 |
|---------------------|---------|

## G

|                |     |
|----------------|-----|
| Gingivalinstr. | 174 |
|----------------|-----|

## H

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Hammer              | 64    |
| Handles for brushes | 5, 8  |
| Heating forceps     | 183   |
| Heidemann spatula   | 165   |
| Hemostatic forceps  | 97–98 |

## I

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Impression trays    | 200–205 |
| Interdental brushes | 5–6     |
| Intra oral mirrors  | 125     |

## L

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Laboratory instruments | 181–198 |
| Luxierer               | 48–51   |

## M

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Matrix              | 111–112            |
| Matrix retainers    | 111–112            |
| Mesh Basket         | 69                 |
| Micro needle holder | 103, 104, 108, 109 |
| Micro scissors      | 92, 94             |
| Micro mirror        | 124                |
| Micro-Tools         | 54–55              |
| Micro tweezer       | 119, 120           |
| Mirror handle       | 126                |
| Mirrors             | 123–124            |

## N

|               |         |
|---------------|---------|
| Needle holder | 100–109 |
| Nail scissors | 83      |

## O

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Ochsenbein chisel | 150 |
|-------------------|-----|

## P

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| P.A. curettes     | 140–146, 148, 151 |
| P.A. probes       | 157               |
| P.A. scaler       | 136–139, 149, 151 |
| P.K. Thomas       | 182               |
| Paper articulator | 118               |
| Periotome         | 150               |
| Planator          | 174               |
| Plaster knife     | 187               |
| Plaster spatula   | 188               |
| Pliers            | 191–197           |
| Prophylaxe        | 4–6               |

## R

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Raspatories        | 176–177   |
| Retainers          | 111–112   |
| Retractors         | 61–63, 72 |
| Root elevators     | 34–47     |
| Root plugger       | 158       |
| Rubber dam         | 81        |
| Rubber dam arch    | 81        |
| Rubber dam clamp   | 80        |
| Rubber dam forceps | 79        |

## S

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Sample cases            | 9–10         |
| Scalers                 | 136–139, 149 |
| Scalpel handle          | 179          |
| Scissors                | 83–95        |
| Scissor forceps         | 13           |
| Separator               | 72           |
| Soldering tweezer       | 185          |
| Spreader                | 158          |
| Spiritus lamp           | 70           |
| Syringe                 | 76–77        |
| Syringe holding forceps | 64           |

## T

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Telescope crown forceps | 198     |
| Tissue forceps          | 58      |
| Titanium instruments    | 129–130 |
| Towel forceps           | 99      |
| Trays                   | 70–71   |
| Tweezers                | 114–120 |

## U

|                    |    |
|--------------------|----|
| Ultrasonic machine | 73 |
|--------------------|----|

## W

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Wash-Trays Implant. | 67–68   |
| Wash-Trays Instr.   | 65–66   |
| Water Syringe       | 13      |
| Wire bending pliers | 191–197 |
| Wire cutter (TC)    | 189     |



# Prophylaxe



**Applikatoren**   Applicators

**Interdental Bürstenhalter**   Interdental holder

**Interdental Bürsten**   Interdental brushes

**Musteretuis**   Show Cases

## Interdental Bürstenhalter doppelendig    Interdental holder double-ended



Ref. 10-1  
weiss



Ref. 10-2  
rot



Ref. 10-3  
orange

## Interdental Bürsteneinsätze    Interdental brushes


fein / fine




Ref. 10-101  
12 Stück/pcs




Ref. 10-102  
12 Stück/pcs



Ref. 10-103  
12 Stück/pcs




Ref. 10-104  
12 Stück/pcs




Ref. 10-105  
12 Stück/pcs


mittel / medium




Ref. 10-106  
12 Stück/pcs




Ref. 10-107  
12 Stück/pcs



Ref. 10-108  
12 Stück/pcs




Ref. 10-109  
12 Stück/pcs



Ref. 10-110  
12 Stück/pcs

## Nylonbürsten für Prophylaxe    Nylonbrushes


8.000-10.000 u./min.




## Prophylaxe Polierer

Zur schonenden Beseitigung von Zahnbelägen

8.000-10.000 u./min.



## Interdental Bürsten mit Verschlusskappe





# Applikatoren Applicators

Ref. 10-18 medium



Ref. 10-19 fine



Box 100 Stck./pcs



Box 100 Stck./pcs

## Micro Tips Set

Inhalt: blau 100 Stück/pcs  
gelb 100 Stück/pcs  
grün 100 Stück/pcs  
rot 100 Stück/pcs  
2 x Pinselhalter  
Ref. 10-20

## Nachfüllpackung

**ROT** 100 Stück/pcs  
Ref. 10-21

**GELB** 100 Stück/pcs  
Ref. 10-22

**GRÜN** 100 Stück/pcs  
Ref. 10-23

**BLAU** 100 Stück/pcs  
Ref. 10-24

## Pinselhalter

**ROT** 1 Stück/pcs  
Ref. 10-2

**WEISS** 1 Stück/pcs  
Ref. 10-1

## Bondingpinsel

Ref. 10-11  
Menge/Quantity 100 Stück

## Pinselhalter für Bondingpinsel


Ref. 1009  
Menge/Quantity 1 Stück

Ref. 1008  
Menge/Quantity 10 Stück






## Musteretuis Show Cases




Maße: 24,0 x 19,0 cm  
Ref. 10-12



Maße: 16,0 x 19,0 cm  
Ref. 10-13



Maße: 33,0 x 23,0 cm  
Ref. 10-14



Maße: 44,0 x 57,0 cm  
Ref. 10-15



# Zangen Forceps



**Zahnzangen** Extracting Forceps


**Kronenzangen** Crown Forceps

**Weisheitszahnzangen** Wisdoms Forceps

**Tiefgreifende Wurzelzangen** Deep gripping root forceps

**Kinderzahnzangen** Extracting Forceps for children

Alle Zahnzangen  
sind mit einem Haft-  
profil ausgestattet  
(Kreuzverzahnung)



## Wichtige Information zur Bestellung von Zahnzangen:

Sie finden auf den nachfolgenden Seiten unsere Zahnzangen sowohl mit Karogriff (Standard) als auch mit Fingerformgriff (Anatomisch). Bei den Zahnzangen mit zwei Bestellnummern haben Sie die Möglichkeit, auf jeder Katalogseite zwischen standard oder anatomischer Griffform zu wählen.

Beispiel:  
Die Zahnzangen mit Karogriff  
(Standard) bestellen Sie wie folgt:

**Standard Ref. 11-...**



Möchten Sie die gleiche  
(oder eine andere Zahnzange)  
in Fingerform (Anatomisch)  
bestellen Sie wie folgt:


**Anatomisch Ref. 12-...**



Wir liefern - außer der Amerikanischen Zangenform - alle Zahnzangen mit Haftprofil und Teflonscheibe in den Arbeitsschanieren.

## Important instruction for the order of forceps:

All extracting forceps  
are cross serrated in  
inside of jaws.



Please find our Extracting-forceps with grain handles (standard) and fingerform handle (anatomic) on the following pages. Furthermore, we have marked our Extracting-forceps with two article numbers, which means you can choose between grain handle Ref.11-...(standard) and fingerform handle Ref.12-... (anatomic) of each forceps.


If you want to order  
grain handle (Standard)

**Standard Ref. 11-...**



If you want to order  
fingerform (anatomic)

**Anatomic Ref. 12...**



All our Extracting-forceps are set upped with teflon disks between the joint and they are serrated inside of jaws, except american-pattern.

# Scherenzange / Wasserspritze

## Scissor extracting forceps / Water syringe

UK-Weisheitszähne lower wisdoms

Ref. 12-120




Fig. 120

Ganzmetallspritze, selbstfüllend

Ref. 17-10



22,0 cm



Bestell-Nr.  
Order-No.

### OK-Schneidezähne upper centrals / caines

Ref. 11-1  
Ref. 12-1

Griff / Handle:  
Standard  
Anatomisch




Fig. 1 (Abb. Griff Standard)

### OK-Schneidezähne upper centrals / caines

Ref. 11-2  
Ref. 12-2

Griff / Handle:  
Standard  
Anatomisch




Fig. 2 (Abb. Griff Standard)

### OK-Prämolaren upper premolars

Ref. 11-7  
Ref. 12-7

Griff / Handle:  
Standard  
Anatomisch




Fig. 7 (Abb. Griff Standard)

### OK-Molaren rechts upper molars right

Ref. 11-17  
Ref. 12-17

Griff / Handle:  
Standard  
Anatomisch




Fig. 17 (Abb. Griff Standard)

### OK-Molaren links upper molars left

Ref. 11-18  
Ref. 12-18

Griff / Handle:  
Standard  
Anatomisch




Fig. 18 (Abb. Griff Standard)


### UK-Prämolaren lower premolars



Fig. 13 (Abb. Griff Standard)

Griff / Handle:  
Standard  
Anatomisch

Ref. 11-13  
Ref. 12-13




### UK-Wurzeln lower roots



Fig. 33 (Abb. Griff Standard)

Griff / Handle:  
Standard  
Anatomisch

Ref. 11-33  
Ref. 12-33




### UK-Wurzeln lower roots



Fig. 33A (Abb. Griff Standard)

Griff / Handle:  
Standard  
Anatomisch

Ref. 11-33A  
Ref. 12-33A



### UK-Molar lower molars



Fig. 22 (Abb. Griff Standard)

Griff / Handle:  
Standard  
Anatomisch

Ref. 11-22  
Ref. 12-22




### UK-dritte Molare lower third molars



Fig. 79 (Abb. Griff Standard)

Griff / Handle:  
Standard  
Anatomisch

Ref. 11-79  
Ref. 12-79



Bestell-Nr.  
Order-No.

### OK-Molaren links & rechts upper molars left & right

Ref. 11-18A  
Ref. 12-18A

Griff / Handle:  
Standard  
Anatomisch




Fig. 18A (Abb. Griff Standard)

### OK-Wurzeln upper roots

Ref. 11-51  
Ref. 12-51

Griff / Handle:  
Standard  
Anatomisch




Fig. 51 (Abb. Griff Standard)

### OK-Wurzeln upper roots

Ref. 11-51A  
Ref. 12-51A

Griff / Handle:  
Standard  
Anatomisch




Fig. 51A (Abb. Griff Standard)

### OK-dritte Molaren upper third molars

Ref. 11-67A  
Ref. 12-67A

Griff / Handle:  
Standard  
Anatomisch




Fig. 67A (Abb. Griff Standard)

### OK-Wurzeln upper roots

Ref. 11-29  
Ref. 12-29

Griff / Handle:  
Standard  
Anatomisch




Fig. 29 (Abb. Griff Standard)




**UK-Molar lower molars**



Fig. 73 (Abb. Griff Standard)

Griff / Handle:  
Standard  
Anatomisch

Ref. 11-73  
Ref. 12-73




**UK-Wurzeln lower roots**



Fig. 74 (Abb. Griff Standard)

Griff / Handle:  
Standard  
Anatomisch

Ref. 11-74  
Ref. 12-74




**UK-Wurzeln lower roots**



Fig. 74N (Abb. Griff Standard)

Griff / Handle:  
Standard  
Anatomisch

Ref. 11-74N  
Ref. 12-74N




**UK-Prämolaren lower premolars**



Fig. 75 (Abb. Griff Standard)

Griff / Handle:  
Standard  
Anatomisch

Ref. 11-75  
Ref. 12-75




**UK-Frontzähne lower incisors / canines**



Fig. 4 (Abb. Griff Standard)

Griff / Handle:  
Standard  
Anatomisch

Ref. 11-4  
Ref. 12-4



Bestell-Nr.  
Order-No.

## OK-Wurzeln upper roots

Ref. 11-29N  
Ref. 12-29N

Griff / Handle:  
Standard  
Anatomisch




Fig. 29N (Abb. Griff Standard)

## OK-Wurzeln upper roots

Ref. 11-30  
Ref. 12-30

Griff / Handle:  
Standard  
Anatomisch




Fig. 30 (Abb. Griff Anatomisch)

## OK-Molaren rechts upper molars right

Ref. 11-89  
Ref. 12-89

Griff / Handle:  
Standard  
Anatomisch




Fig. 89 (Abb. Griff Anatomisch)

## OK-Molaren links upper molars left

Ref. 11-90  
Ref. 12-90

Griff / Handle:  
Standard  
Anatomisch




Fig. 90 (Abb. Griff Anatomisch)

## OK-Wurzeln upper roots

Ref. 11-501  
Ref. 12-501

Griff / Handle:  
Standard  
Anatomisch




Fig. 501 (Abb. Griff Anatomisch)


UK-Wurzeln lower roots



Fig. 33M (Abb. Griff Standard)

Griff / Handle:  
Standard  
Anatomisch

Ref. 11-33M  
Ref. 12-33M



UK-Molaren rechts lower molars right



Fig. 23 (Abb. Griff Standard)

Griff / Handle:  
Standard  
Anatomisch

Ref. 11-23  
Ref. 12-23




Fig. 24 (Abb. Griff Standard)

Griff / Handle:  
Standard  
Anatomisch

Ref. 11-24  
Ref. 12-24

UK-Molaren links lower molars left


UK-Molaren lower molars



Fig. 21 (Abb. Griff Standard)

Griff / Handle:  
Standard  
Anatomisch

Ref. 11-21  
Ref. 12-21





UK-Wurzelsplitterzange lower roots fragment



Fig. 502 (Abb. Griff Standard)

Griff / Handle:  
Standard  
Anatomisch

Ref. 11-502  
Ref. 12-502





Bestell-Nr.  
Order-No.

### OK-Wurzeln upper roots

Ref. 11-51K  
Ref. 12-51K

Griff / Handle:  
Standard  
Anatomisch




Fig. 51K (Abb. Griff Standard)

### OK-Wurzeln upper roots

Ref. 11-51M  
Ref. 12-51M

Griff / Handle:  
Standard  
Anatomisch




Fig. 51M (Abb. Griff Standard)

### OK-Universalzange upper universal forceps

Ref. 11-62  
Ref. 12-62

Griff / Handle:  
Standard  
Anatomisch




Fig. 62 (Abb. Griff Standard)

### OK+UK Wurzelsplitterzange upper & lower fragments

Ref. 11-69  
Ref. 12-69

Griff / Handle:  
Standard  
Anatomisch



Fig. 69 (Abb. Griff Standard)

### OK-Wurzeln upper roots

Ref. 11-151  
Ref. 12-151

Griff / Handle:  
Standard  
Anatomisch




Fig. 151 (Abb. Griff Standard)


### UK-Prämolare lower prämolars



Fig. 8 (Abb. Griff Standard)

Griff / Handle:  
Standard  
Anatomisch

Ref. 11-8  
Ref. 12-8




### UK-Molaren lower molars



Fig. 86A (Abb. Griff Standard)

Griff / Handle:  
Standard  
Anatomisch

Ref. 11-86A  
Ref. 12-86A



### UK-Molaren lower molars



Fig. 86C (Abb. Griff Standard)

Griff / Handle:  
Standard  
Anatomisch

Ref. 11-86C  
Ref. 12-86C




### UK-Wurzeln lower roots



Fig. 136 (Abb. Griff Standard)

Griff / Handle:  
Standard  
Anatomisch

Ref. 11-136  
Ref. 12-136




### UK-Wurzeln lower roots



Fig. 145 (Abb. Griff Standard)

Griff / Handle:  
Standard  
Anatomisch

Ref. 11-145  
Ref. 12-145



Bestell-Nr.  
Order-No.

## OK-Wurzeln upper roots

Ref. 11-152  
Ref. 12-152

Griff / Handle:  
Standard  
Anatomisch



Fig. 152 (Abb. Griff Standard)

## OK-Wurzeln upper roots sehr fein ultra fine

Ref. 11-49  
Ref. 12-49

Griff / Handle:  
Standard  
Anatomisch



Fig. 49 (Abb. Griff Standard)

## UK-Wurzeln lower roots

Ref. 11-45  
Ref. 12-45

Griff / Handle:  
Standard  
Anatomisch



Fig. 45 (Abb. Griff Standard)

## UK-Wurzeln lower roots

Ref. 11-31  
Ref. 12-31

Griff / Handle:  
Standard  
Anatomisch




Fig. 31 (Abb. Griff Standard)

## UK-Wurzeln lower roots sehr fein ultra fine

Ref. 11-46  
Ref. 12-46

Griff / Handle:  
Standard  
Anatomisch



Fig. 46 (Abb. Griff Standard)



## OK-Kronenabnehmerzange upper crown remover



Fig. 01 (Abb. Griff Anatomisch)

Griff / Handle:  
Anatomisch

Ref. 12-101

## UK-Kronenabnehmerzange lower crown remover




Fig. 02 (Abb. Griff Anatomisch)

Griff / Handle:  
Anatomisch

Ref. 12-102

## OK-Kronenabnehmerzange upper crown remover



Fig. 03 (Abb. Griff Anatomisch)

Griff / Handle:  
Anatomisch

Ref. 12-103



## UK-Kronenabnehmerzange lower crown remover



Fig. 04 (Abb. Griff Anatomisch)

Griff / Handle:  
Anatomisch

Ref. 12-104



## Kronenabnehmerzange crown remover



Kunststoffbacken  
sind austauschbar

Griff / Handle:  
Anatomisch

Ref. 12-105

## Univseral Kronenabnehmerzange crown remover



gebogen

Griff / Handle:  
Anatomisch

Ref. 12-105

Bestell-Nr.  
Order-No.

### UK-Molaren & Weisheitszähne links lower molars & wisdoms left

Ref. 11-122L  
Ref. 12-122L

Griff / Handle:  
Standard  
Anatomisch




Fig. 122L (Abb. Griff Standard)

### UK-Molaren & Weisheitszähne rechts lower molars & wisdoms right

Ref. 11-122R  
Ref. 12-122R

Griff / Handle:  
Standard  
Anatomisch




Fig. 122R (Abb. Griff Standard)

### UK-Molaren lower molars

Ref. 12-186L

Griff / Handle:  
Anatomisch




Fig. 186L (Abb. Griff Anatomisch)

### UK-Molaren lower molars

Ref. 12-186R

Griff / Handle:  
Anatomisch



Fig. 186R (Abb. Griff Anatomisch)

# Tiefgreifende Wurzelzangen

## Deep gripping root forceps

Bestell-Nr.  
Order-No.


### OK-Wurzeln upper roots



Fig. 153 (Abb. Griff Standard)

Griff / Handle:  
Standard  
Anatomisch

Ref. 11-153  
Ref. 12-153




### UK-Wurzeln lower roots



Fig. 146 (Abb. Griff Standard)

Griff / Handle:  
Standard  
Anatomisch

Ref. 11-146  
Ref. 12-146




### OK-Wurzeln upper roots



Fig. 149 (Abb. Griff Standard)

Griff / Handle:  
Standard  
Anatomisch

Ref. 11-149  
Ref. 12-149




### OK-Schneidezähne upper centrals / cains



Fig. 34A (Abb. Griff Standard)

Griff / Handle:  
Standard  
Anatomisch

Ref. 11-34A  
Ref. 12-34A



Bestell-Nr.  
Order-No.

### OK-Prämolaren upper premolars

Ref. 11-35A  
Ref. 12-35A

Griff / Handle:  
Standard  
Anatomisch




Fig. 35A (Abb. Griff Standard)

### OK-Wurzeln upper roots

Ref. 11-331  
Ref. 12-331

Griff / Handle:  
Standard  
Anatomisch




Fig. 331 (Abb. Griff Standard)

### UK-Prämolaren lower premolar

Ref. 11-336  
Ref. 12-336

Griff / Handle:  
Standard  
Anatomisch





Fig. 336 (Abb. Griff Standard)

### UK-Prämolaren lower premolar

Ref. 11-36A  
Ref. 12-36A

Griff / Handle:  
Standard  
Anatomisch




Fig. 36A (Abb. Griff Standard)



### OK-dritte molaren upper third molars

Griff / Handle:  
Standard  
Anatomisch

Ref. 11-67N  
Ref. 12-67N




Fig. 67N (Abb. Griff Anatomisch)



### UK-dritte molaren lower third molars

Griff / Handle:  
Standard  
Anatomisch

Ref. 11-79N  
Ref. 12-79N




Fig. 79N (Abb. Griff Anatomisch)



### OK-Prämolaren upper premolars

Griff / Handle:  
Standard  
Anatomisch

Ref. 11-7N  
Ref. 12-7N




Fig. 7N (Abb. Griff Anatomisch)



### UK-Prämolaren lower premolars

Griff / Handle:  
Standard  
Anatomisch

Ref. 11-36N  
Ref. 12-36N




Fig. 36N (Abb. Griff Anatomisch)



Bestell-Nr.  
Order-No.

### OK-Schneidezähne upper incisors

Ref. 11-37

Griff / Handle:  
Standard




Fig. 37 (Abb. Griff Standard)

### OK-Wurzeln upper roots

Ref. 11-29S

Griff / Handle:  
Standard




Fig. 29S (Abb. Griff Standard)

### OK-Wurzeln upper roots

Ref. 11-30S

Griff / Handle:  
Standard




Fig. 30S (Abb. Griff Standard)

### OK-Prämolaren upper premolars

Ref. 11-39

Griff / Handle:  
Standard




Fig. 39 (Abb. Griff Standard)

### OK-Molaren upper molars

Ref. 11-39A

Griff / Handle:  
Standard




Fig. 39A (Abb. Griff Standard)


### OK-Molaren rechts upper molars right



Fig. 39R (Abb. Griff Standard)

Griff / Handle:  
Standard

Ref. 11-39R



### OK-Molaren links upper molars left



Fig. 39L (Abb. Griff Standard)

Griff / Handle:  
Standard

Ref. 11-39L




### OK-Wurzeln upper roots



Fig. 51S (Abb. Griff Standard)

Griff / Handle:  
Standard

Ref. 11-51S



### UK-Wurzeln lower roots





Fig. 33S (Abb. Griff Standard)

Griff / Handle:  
Standard

Ref. 11-33S



Bestell-Nr.  
Order-No.

### UK-Prämolaren lower premolars

Ref. 11-13S

Griff / Handle:  
Standard




Fig. 13S (Abb. Griff Standard)

### UK-Molaren lower molars

Ref. 11-22S

Griff / Handle:  
Standard





Fig. 22S (Abb. Griff Standard)

### UK-Schneide- & Eckzähne lower incisors & canines

Ref. 11-38

Griff / Handle:  
Standard




Fig. 38 (Abb. Griff Standard)

### UK-Molaren lower molars

Ref. 11-40

Griff / Handle:  
Standard



Fig. 40 (Abb. Griff Standard)

### OK-Wurzeln upper roots

Ref. 11-76S

Griff / Handle:  
Standard




Fig. 76S (Abb. Griff Standard)



### UK-Schneidezähne lower incisors




Fig. 5 (Abb. Griff Standard)

Griff / Handle:  
Standard  
Anatomisch

Ref. 11-5B  
Ref. 12-5B



### UK-Molaren lower molars





Fig. 6 (Abb. Griff Standard)

Griff / Handle:  
Standard  
Anatomisch

Ref. 11-6B  
Ref. 12-6B




### UK-Wurzeln lower roots



Fig. 7 (Abb. Griff Standard)

Griff / Handle:  
Standard  
Anatomisch

Ref. 11-7B  
Ref. 12-7B



Bestell-Nr.  
Order-No.

### OK-Schneidezähne upper incisors

Ref. 11-137B  
Ref. 12-137B

Griff / Handle:  
Standard  
Anatomisch




Fig. 137 (Abb. Griff Standard)

### OK-Prämolaren upper premolars

Ref. 11-139B  
Ref. 12-139B

Griff / Handle:  
Standard  
Anatomisch




Fig. 139 (Abb. Griff Standard)

### OK-Wurzeln upper roots

Ref. 11-51SB  
Ref. 12-51SB

Griff / Handle:  
Standard  
Anatomisch





Fig. 51SB (Abb. Griff Anatomisch)

### OK-Molaren upper molars

Ref. 11-3B  
Ref. 12-3B

Griff / Handle:  
Standard  
Anatomisch




Fig. 3 (Abb. Griff Standard)

# Wurzelheber Root Elevators

**Luxierer Apical**

**Luxierer Fingerform**


**Luxierer LONG-TYPE**

**Wurzelspitzenzangen**  
Root Fragment Forceps

**Wurzelsplitterheber**

**Syndesmotome -  
Chompret**

**Microtools**  
Atraumatic  
Extraktions-Set



Bestell-Nr.  
Order-No.


## Lecluse

Ref. 13-1



## Winter

Ref. 13-11L





Ref. 13-11R




## Winter

Ref. 13-12L




Ref. 13-12R





## Winter





Ref. 13-13L




Ref. 13-13R

## Winter





Ref. 13-1WL




Ref. 13-1WR

## Winter



Ref. 13-14L




Ref. 13-14R


Bestell-Nr.  
Order-No.

### Krallenheber

Ref. 13-10R




Ref. 13-10L



### Flohr

Ref. 13-1F



4,0 mm


### Flohr

Ref. 13-2F



3,0 mm

Ref. 13-3F




3,0 mm

## Friedmann



3,0 mm




Ref. 13-4F

## Friedmann




3,0 mm



Ref. 13-5F



3,0 mm




Ref. 13-6F


## Pott




2,5 mm



Ref. 13-1P



2,5 mm




Ref. 13-2P

Bestell-Nr.  
Order-No.

## Heidbrink

Ref. 13-7H



2,5 mm



## Heidbrink

Ref. 13-8H




2,5 mm



2,5 mm


Ref. 13-9H



## Heidbrink

Ref. 13-7HB

**NEW!**



2,5 mm




## Heidbrink

Ref. 13-8HB

**NEW!**




2,5 mm



2,5 mm


**NEW!**

Ref. 13-9HB





## Cryer




Ref. 13-27S




Ref. 13-28S

## Cryer




Ref. 13-27



Ref. 13-28

## Cryer



Ref. 13-31




Ref. 13-32

Bestell-Nr.  
Order-No.

## Seldin

Ref. 13-4L




Ref. 13-4R




## Seldin

Ref. 13-1R



Ref. 13-1L



## Warwick

Ref. 13-17

**NEW!**



2,5 mm

## Warwick

Ref. 13-17R

**NEW!**



2,5 mm

## Warwick

Ref. 13-17L

**NEW!**




2,5 mm

## Hylin




3,0 mm



Ref. 13-30



3,0 mm




Ref. 13-40

## Hylin




3,0 mm



Ref. 13-10



4,5 mm



Ref. 13-20

## Bein




2,0 mm

**NEW!**



gerade / straight Ref. 13-01B



gezahnt / serrated Ref. 13-01BZ



gebogen / curved Ref. 13-01BC



gezahnt / serrated Ref. 13-01BCZ

Bestell-Nr.  
Order-No.

## Bein


Ref. 13-1B gerade / straight



3,0 mm



Ref. 13-1BZ gezahnt / serrated



Ref. 13-1BC gebogen / curved



Ref. 13-1BCZ gezahnt / serrated



## Bein


Ref. 13-2B gerade / straight



4,0 mm



Ref. 13-2BZ gezahnt / serrated



Ref. 13-2BC gebogen / curved



Ref. 13-2BCZ gezahnt / serrated



## Bein


Ref. 13-3B gerade / straight



2,0 mm



Ref. 13-3BZ gezahnt / serrated



Ref. 13-3BC gebogen / curved



Ref. 13-3BCZ gezahnt / serrated



## Bein

Ref. 13-4B gerade / straight



3,0 mm



Ref. 13-4BZ gezahnt / serrated



Ref. 13-4BC gebogen / curved



Ref. 13-4BCZ gezahnt / serrated







4,0 mm



gerade / straight Ref. 13-5B



gezahnt / serrated Ref. 13-5BZ



gebogen / curved Ref. 13-5BC



gezahnt / serrated Ref. 13-5BCZ


## Bein



2,0 mm



gerade / straight Ref. 13-6B



gezahnt / serrated Ref. 13-6BZ



gebogen / curved Ref. 13-6BC



gezahnt / serrated Ref. 13-6BCZ


## Bein



3,0 mm




gerade / straight Ref. 13-7B



gezahnt / serrated Ref. 13-7BZ



gebogen / curved Ref. 13-7BC



gezahnt / serrated Ref. 13-7BCZ


## Bein



4,0 mm



gerade / straight Ref. 13-8B



gezahnt / serrated Ref. 13-8BZ



gebogen / curved Ref. 13-8BC




gezahnt / serrated Ref. 13-8BCZ

## Bein

Bestell-Nr.  
Order-No.

### 8er Heber

Ref. 13-81




4,0 mm Bajonett distal



### 8er Heber

Ref. 13-82




4,0 mm Bajonett mesial



### Bein

Ref. 13-9B




3,0 mm Bajonett



### Bein

Ref. 13-10B



4,0 mm Bajonett



## Coleman



4,0 mm

Ref. 13-100

## London Hospital



4,0 mm

Ref. 13-101



4,0 mm

Ref. 13-102


## Berten



Ref. 13-4

7,0 mm

13,0 mm



Ref. 13-4A

5,0 mm

10,0 mm

## Kopp



3,0 mm

Ref. 13-1K



3,0 mm


Ref. 13-2K



Bestell-Nr.  
Order-No.

## Apical

Ref. 13-301




2,0 mm



## Apical


Ref. 13-302



3,0 mm



Ref. 13-303




3,0 mm



## Apical

Ref. 13-304




3,0 mm



## Seldin

Ref. 13-3




4,0 mm



## Cryer

Ref. 13-3A



4,5 mm







3,0 mm

gerade / straight



Ref. 13-70



3,0 mm

gebogen / curved



Ref. 13-71



4,0 mm

bajonett

Ref. 13-72



3,0 mm

links / left

Ref. 13-73L



3,0 mm

rechts / right

Ref. 13-73R

Bestell-Nr.  
Order-No.

Ref. 13-1LX



2,0 mm gerade / straight



Ref. 13-5LX




2,0 mm gebogen / curved



Ref. 13-2LX



3,0 mm gerade / straight



Ref. 13-6LX




3,0 mm gebogen / curved



Ref. 13-3LX



4,0 mm gerade / straight



Ref. 13-7LX




4,0 mm gebogen / curved



Ref. 13-4LX




5,0 mm gerade / straight



Ref. 13-8LX



5,0 mm gebogen / curved




## Instrumente, welche die Schleimhaut schonen!


Durch das **scharfe** und sehr **flache** Instrumentenende eignet sich der Luxierer von HLW besonders gut zum leichten Ablösen des zirkulären Ligaments. Eine Extraktion ist somit gingivaschonend möglich.

# Luxierer Fingerform

Bestell-Nr.  
Order-No.



gerade / straight 2,0 mm




Ref. 13-9LX




gebogen / curved 2,0 mm



Ref. 13-13LX



gerade / straight 3,0 mm




Ref. 13-10LX




gebogen / curved 3,0 mm



Ref. 13-14LX



gerade / straight 4,0 mm




Ref. 13-11LX




gebogen / curved 4,0 mm




Ref. 13-15LX



gerade / straight 5,0 mm



Ref. 13-12LX



gebogen / curved 5,0 mm



Ref. 13-16LX

## Instruments for the protection of mucous membrane.

The **sharp** and **flat** working tip of "Luxierer" is especially suitable for loosening of circular ligament. Subsequently the extraction is possible without hurt of mucous membrane.



Bestell-Nr.  
Order-No.

Ref. 13-20LX



gerade / straight

1,5 mm



LONG-TYPE

Ref. 13-21LX



gerade / straight

2,0 mm



LONG-TYPE

Ref. 13-22LX



gerade / straight

3,0 mm



LONG-TYPE

Ref. 13-23LX



gerade / straight

5,0 mm



LONG-TYPE

Ref. 13-25LX



gebogen / curved


3,0 mm



LONG-TYPE



gebogen / curved



Ref. 13-26LX



5,0 mm

nach oben geknickt / upper angled




Ref. 13-30LX



3,0 mm

doppelt gewinkelt / double angled




Ref. 13-31LX



3,0 mm

gerade / straight



Ref. 13-35LX



3,0 mm

gerade / straight



Ref. 13-36LX



5,0 mm

Bestell-Nr.  
Order-No.


### Stieglitz

Ref. 13-50S



### Stieglitz

Ref. 13-60S



### Universal

Ref. 13-75TC



## Heidbrink



## Heidbrink



## Heidbrink



## Syndesmotome - Chompret



Im Zeitalter der Implantologie gilt die atraumatische Extraktion als Mittel der Wahl. Der Erhalt von Weich und Hartgewebe ist für die ästhetische Insertion von Implantaten zwingend notwendig.

Als erster Schritt gilt es die Sharpey'schen Fasern zu durchtrennen. Mit dem Periotom PT02 umfahren Sie den Zahn auf Knochenniveau, danach stechen Sie mit dem Periotom PT01 vestibulär und lingual/palatinal so tief es geht in den Parodontalspalt, ohne Knochenlamelle zu sprengen. Nun lassen Sie die Extraktionsstelle 5 min. Einbluten.

Eine Vielzahl der Zähne lässt sich jetzt bereits mit einer tiefgreifenden Zange, durch Luxation und Rotation entfernen.

Für alle Anderen kommen jetzt die Microtools 13-1 bis 13MT zum Einsatz.

Dabei werden zuerst die Pfeildesmotome 13-8 bis 11, zum weiteren Luxieren des Zahnes am Parodontalplat benutzt.

Alle anderen Instrumente dienen der weiteren atraumatischen Luxation des Zahnes.

Zur letzten Extraktion empfiehlt sich immer eine tiefgreifende Zange, unter besonderer Berücksichtigung der Weich und Hartgewebe.



Microtool gerade 2,5 mm Anwendung für den Frontbereich und Oberkiefer **Ref. 13-1MT**



Microtool gerade 3,5 mm Anwendung für den Frontbereich und Oberkiefer **Ref. 13-3MT**



Microtool gerade 4,5 mm Anwendung für den Frontbereich und Oberkiefer **Ref. 13-5MT**



Microtool gebogen 2,5 mm Anwendung für den Unterkiefer **Ref. 13-2MT**



Microtool gebogen 3,5 mm Anwendung für den Unterkiefer **Ref. 13-4MT**




Microtool gebogen 4,5 mm Anwendung für den Unterkiefer **Ref. 13-6MT**



Microtool gebogen 2,5 mm Anwendung für die distale Wurzelextraktion **Ref. 13-14MT**



Microtool gerade 3,0 mm Anwendung für den Frontbereich und Oberkiefer **Ref. 13-11MT**



Microtool gebogen 3,0 mm Für linguales bzw. bukkales Luxieren **Ref. 13-10R MT**



Microtool gebogen 3,0 mm Für linguales bzw. bukkales Luxieren **Ref. 13-10L MT**



Microtool gebogen 3,0 mm Anwendung für den mesialen Bereich **Ref. 13-8MT**



Microtool gebogen 3,0 mm Anwendung für den distalen Bereich **Ref. 13-9MT**



Microtool gebogen 3,5 mm Anwendung für die distale Wurzelextraktion **Ref. 13-15MT**



Microtool gebogen 4,5 mm Anwendung für die distale Wurzelextraktion **Ref. 13-17MT**



Microtool gebogen 3,5 mm Anwendung für die mesiale Wurzelextraktion **Ref. 13-16MT**



Microtool gebogen 4,5 mm Anwendung für die mesiale Wurzelextraktion **Ref. 13-18MT**



# **Hohlmeißelzangen**

## Bone Rongeur

# **Gewebezangen**


## Gingival Tissue Cutter






3,0 mm

**Mini-Friedmann**  
Ref. 14-1 / 12,0 cm




2,0 mm  
S-Form

**Micro-Friedmann**  
Ref. 14-2 / 16,0 cm




90° angled

**Micro-Friedmann**  
Ref. 14-2B / 16,0 cm




3,5 mm  
45° angled

**Blumenthal**  
Ref. 14-3 / 15,0 cm



3,0 mm

**Luer**  
Ref. 14-4 / 15,0 cm



4,0 mm

**Luer**  
Ref. 14-5 / 15,0 cm

Bestell-Nr.  
Order-No.

**Gewebezange    Gingival tissue cutter**

Ref. 14-10 / 15,0 cm



**Gewebezange spitz    Gingival tissue cutter**

Ref. 14-11 / 15,0 cm



**Mundspreitzer**

Mouth Gags

**Gewebezangen**

Gingival Tissue Cutter

**Amalgampistole**

**Hammer**

**Haltezangen**

**Waschtray**

Wash Tray

**Waschkörbe**



Mesh Baskets

**Instrumentenschalen**

Trays

**Kronenentferner**

Crown Remover



Bestell-Nr.  
Order-No.

| Mundspretzer | Mouth Gags |
|--------------|------------|
|--------------|------------|

Ref. 15-1

24,0 cm



| Mundspretzer | Mouth Gags |
|--------------|------------|
|--------------|------------|

Ref. 15-4

nach Molt



| Mundspretzer | Mouth Gags |
|--------------|------------|
|--------------|------------|

Ref. 15-4A

nach Denhart



14,0 cm

| Mundspretzer | Mouth Gags |
|--------------|------------|
|--------------|------------|

Ref. 15-4B

nach Ivory



20,0 cm



## Zungenspatel    tonque depressor



Ref. 15-13A

nach BRUENINGS

19,0 cm

## Wangenhalter    Retractor



Ref. 15-14

21,0 cm

## Wangenhalter Retractor



Ref. 15-14A

12,0 cm

## Wangenhalter    Retractor



Ref. 15-15

nach SENN



Ref. 15-15A

Mini LANGENBECK

16,0 cm

## Wangenhalter    Retractor



nach LANGENBECK

21,0 cm

30,0 x 11,0 mm

Ref. 15-16

30,0 x 16,0 mm

Ref. 15-17

Bestell-Nr.  
Order-No.

Ref. 15-17A

30,0 x 16,0 mm



nach LANGENBECK

21,0 cm

Ref. 15-17B

42,0 x 11,0 mm




nach LANGENBECK

21,0 cm

Ref. 15-17C

60,0 x 12,0 mm



nach LANGENBECK

21,0 cm

Wangenhalter Retractor

Ref. 15-18



nach MIDDELDORF

21,0 cm

Wangenhalter Retractor



Ref. 15-23

16,0 cm nach MINNESOTA

Wangenhalter Retractor



Ref. 15-26

16,0 cm

Wangenhalter Retractor



Ref. 15-27

19,0 cm

Amalgampistole

Metall



Ref. 16-1

Metall



Ref. 16-2

Metall



Ref. 16-3

Bestell-Nr.  
Order-No.

Ref. 40-01



auswechselbare  
Kunststoffbacken

Griff aus Edelstahl



18,5 cm, 200 g

Ref. 40-001

**NEW!**



auswechselbare  
Kunststoffbacken

Griff aus Edelstahl



18,5 cm, 200 g

Ref. 15-3



Bleihammer



16,0 cm, 200 g

### Haltezangen


#### Spritzenhaltezege    Syringe holding forceps

Ref. 15-11

20,0 cm

Ref. 15-12


30,0 cm



#### Schwammhaltezege    Sponge holding forceps

Ref. 15-10


24,0 cm



## Waschtray Wash Trays

Bestell-Nr.  
Order-No.

- auswechselbare Silikoneinsätze in 4 Farben
- Silikoneinsätze verschiebbar
- abnehmbarer Verschlussdeckel



### Edelstahltray (5 Instrumente)

184,0 x 74,0 x 34,0 mm  
205,0 x 74,0 x 34,0 mm

Ref. 15-51A  
Ref. 15-51

### Edelstahltray (10 Instrumente)


205,0 x 145,0 x 34,0 mm Ref. 15-52



### Silikoneinsätze für Wash Trays

wie abgebildet  
Farben:

|        |                                                                                       |             |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Orange |  | Ref. 15-50A |
| Grün   |  | Ref. 15-50B |
| Gelb   |  | Ref. 15-50C |
| Blau   |  | Ref. 15-50D |





Bestell-Nr.  
Order-No.


### Edelstahltray (16 Instrumente + Ablagefach)

Ref. 15-53 280,0 x 183,0 x 32,0 mm



### Edelstahltray (20 Instrumente)

Ref. 15-54 280,0 x 205,0 x 32,0 mm



Ref. 15-80




180,0 x 148,0 x 50,0 mm

Ref. 15-81



150,0 x 85,0 x 50,0 mm

Ref. 15-82



150,0 x 85,0 x 50,0 mm

Bestell-Nr.  
Order-No.

Ref. 15-83



100,0 x 90,0 x 50,0 mm

Ref. 15-84




100,0 x 90,0 x 50,0 mm

Ref. 15-85



80,0 x 55,0 x 40,0 mm

Ref. 15-86



80,0 x 55,0 x 40,0 mm

### Bohrerständer

Ref. 15-88



63,0 x 25,0 x 30,0 mm

Ref. 15-87



80,0 x 55,0 x 40,0 mm

### Endo-Box

### Endo-Box

### Endo-Box

Ref. 15-90

12  
Instrumente



35,0 x 39,0 x 50,0 mm

Ref. 15-91

32  
Instrumente



65,0 x 43,0 x 50,0 mm

Ref. 15-92

32  
Instrumente




65,0 x 43,0 x 82,0 mm



## Waschkörbe Mesh Baskets

Bestell-Nr.  
Order-No.

aus feinmaschigem, stabilen Drahtgeflecht!  
Vielseitig geeignet für diverse Kleinteile  
zur Reinigungsunterstützung im  
Ultraschallbad und Waschautomaten.



Bestell-Nr.  
Order-No.

## Wattespender Cotton-Wool-Dispenser

Ref. 15-19



## Abfallbehälter Waste receiver

Ref. 15-19A



## Spirituslampe Alcohol-Lamp

Ref. 15-20



## Nierenschale Kidney-dishes

Ref. 15-21

25,0 x 15,0 cm





Instrumentenschale Instrument-tray



19,0 x 10,0 cm Ref. 15-22

Tray-Schale



20,0 x 10,0 cm Ref. 15-22A

Tray-Schale



20,5 x 11,5 cm Ref. 15-22B

Bestell-Nr.  
Order-No.

### Separator nach Ivory

Ref. 15-25



### Wangenabhalter nach Hilger

Ref. 15-30



Passend für alle Spiegelgriffe  
auf Seite 126.

### Wundspreizer

Ref. 15-28




7,0 cm

### Wundspreizer

Ref. 15-29

Backen gezahnt



4,5 cm



### Schlaufensystem

Ref. 16-10

zur schonenden Kronen- und  
Brückenentfernung



Ersatzseil  
9,0 cm

Ref. 16-11



### Doppel-Schlaufensystem

Ref. 16-12




Ersatzseil  
20,0 cm

Ref. 16-13



Ultraschallgerät 3 Liter mit Heizung aus Edelstahl

Ref. 50-01



mit Siebkorb  
aus Edelstahl



Ablasshahn

Bestell-Nr.  
Order-No.


nach Morell

Ref. 16-4



nach Morell

Ref. 16-4A



nach Morell

Ref. 16-5




Doppelending



Crown-Click

Ref. 16-7



# Injektionsspritzen


## Syringes





Bestell-Nr.  
Order-No.

Ref. 17-1



Zur Intraligamentären Anästhesie

Mit Ersatzampullenhalter  
with reserve holder

Ref. 17-2



Zur Intraligamentären Anästhesie

**Selbstaspirierende Injektionsspritze**  
**Self-Aspirating-Syringe**

Ref. 17-7



Thermoplast - sterilisierbar bis 200° C

Zylinder-Ampullen-Spritze    Aspirating Syringe

Ref. 17-3



Lateral Loading System

Aspirationsspritze mit 3 Hakchen    Aspirating Syringe with moveable hooks


Ref. 17-4




Knickladesystem / Breech-Loading-System

Aspirationsspritze mit 3 Hakchen    Aspirating Syringe with moveable hooks

Ref. 17-4A



Knickladesystem / Breech-Loading-System



**Kofferdam-Klammer & Lochzangen**  
Rubber Dam Clamp & Punch Forceps

**Kofferdam-Klammern**  
Rubber Dam Clamp

# Kofferdam-Klammer & Lochzangen Rubber Dam Clamp & Punch Forceps


Bestell-Nr.  
Order-No.

nach Stockes



Ref. 18-1

nach Brewer



Ref. 18-2

nach Ivory



Ref. 18-3

nach Ainsworth



Ref. 18-4

nach Ivory



Ref. 18-5



Bestell-Nr.  
Order-No.

### Anterior



#9



Ref. 18-10



#212



Ref. 18-11



#6



Ref. 18-12

### Prämolaren



#0



Ref. 18-13



#1



Ref. 18-14



#2



Ref. 18-15



#2A



Ref. 18-16

### Molaren



#7



Ref. 18-17



#8



Ref. 18-18



#8A



Ref. 18-19



#14



Ref. 18-20




#14A



Ref. 18-21





**Kofferdam**


**grün**

|          |             |
|----------|-------------|
| dünn     | Ref. 18-41D |
| mittel   | Ref. 18-41M |
| schwer   | Ref. 18-41S |
| x-schwer | Ref. 18-41X |

**blau**

|          |             |
|----------|-------------|
| mittel   | Ref. 18-42M |
| schwer   | Ref. 18-42S |
| x-schwer | Ref. 18-42X |

- 150,0 x 150,0 mm
- Packungsinhalt 36 Stück
- extrem widerstandsfähig
- hautfreundlich
- vakuumverpackt



**Kofferdamrahmen Rubber-Dam Arch**

Ref. 18-50

**Klammerboard 12er-Set**



**NEW!**

Ref. 18-31

# Scheren Scissors



**Mikroscheren**  
Micro Scissors

**Scheren mit Hartmetalleinsatz (TC)**  
Scissors with tungsten-carbide (TC)



Ref. 19-50

**NEW!**



Ref. 19-51

**NEW!**



Ref. 19-52

**NEW!**


Bestell-Nr.  
Order-No.

## Iris

Ref. 19-1




gerade  
straight



11,5 cm gezahnt/serrated

## Iris

Ref. 19-2



gebogen  
curved



11,5 cm gezahnt/serrated

## Stevens

Ref. 19-3



gerade  
straight




11,5 cm gezahnt/serrated



11,5 cm gezahnt/serrated

Stevens



gebogen  
curved

Ref. 19-4



12,5 cm gezahnt/serrated

Goldmann-Fox




gerade  
straight

Ref. 19-5



12,5 cm gezahnt/serrated

Goldmann-Fox



gebogen  
curved

Ref. 19-6



Bestell-Nr.  
Order-No.

## La Grange

Ref. 19-7



double  
curved




11,5 cm gezahnt/serrated

## La Grange

Ref. 19-8



double  
curved



13,5 cm gezahnt/serrated

## DEAN

Ref. 19-9




double  
curved



17,5 cm gezahnt/serrated

## Nahtschere


Ref. 19-13A



gewinkelt  
angled



11,5 cm




16,0 cm gezahnt/serrated

Locklin

Ref. 19-10

doppelt  
gewinkelt  
double  
angled



16,0 cm gezahnt/serrated

Locklin

Ref. 19-11


gewinkelt  
angled



14,0 cm

Joseph

Ref. 19-12



gebogen  
curved



16,0 cm gezahnt/serrated

Kelly

Ref. 19-14




gerade  
straight

Bestell-Nr.  
Order-No.

## Kelly

Ref. 19-15



gebogen  
curved



16,0 cm gezahnt/serrated

## Chirurgische Schere surgical scissor

Ref. 19-16



spitz/stumpf  
sharp/blunt



14,5 cm

## Chirurgische Schere surgical scissor

Ref. 19-17



spitz/spitz  
sharp/sharp



14,5 cm

## Verbandschere bandage scissor

Ref. 19-27



14,5 cm



10,0 cm

### Kronenschere



gerade  
straight


gezahnt/serrated  
Ref. 19-18

glatt/smooth  
Ref. 19-19



10,0 cm

### Kronenschere



gebogen  
curved

gezahnt/serrated  
Ref. 19-20


glatt/smooth  
Ref. 19-21



### Drahtschere Wire - Scissor


gewinkelt  
angled

Ref. 19-22



11,0 cm

### Kronenschere



gebogen  
curved



spitz/spitz  
sharp/sharp

Ref. 19-20A

Bestell-Nr.  
Order-No.

## Metzenbaum

Ref. 19-25




stumpf/blunt  
gerade/straight



12,0 cm

## Metzenbaum

Ref. 19-26



stumpf/blunt  
gebogen/curved



14,5 cm

## Fadenschere

Ref. 19-24

gewinkelt  
angled



11,5 cm

## Zahnfleischschere

Ref. 19-2A

seitwärts gebogen  
side curved



11,5 cm




**Iris**



11,5 cm

**SUPER-CUT**



gebogen  
curved

Ref. 19-1SC  
Ref. 19-2SC

**La Grange**



12,0 cm

**SUPER-CUT**



double  
curved


Ref. 19-7SC

**Goldmann-Fox**



13,0 cm

**SUPER-CUT**



gebogen  
curved


Ref. 19-6SC

**Kelly**



16,0 cm

**SUPER-CUT**



gebogen  
curved

Ref. 19-15SC

Die HLW SUPER-CUT Scheren zeichnen sich an einer Seite der Schneide, durch einen Spezialschliff und an der gegenüberliegenden Schneide, durch eine Micro-Zahnung aus.


The HLW SUPER-CUT Scissors has two different cutting blades – one with razor sharp edge and the other with micro-serrations.




Bestell-Nr.  
Order-No.

## Castroviejo-Gomel TC

Ref. 19-28TC



gebogen  
curved




Rundgriff mit Profil


14,0 cm

## Castroviejo TC

Ref. 19-23TC



gebogen  
curved




Flachgriff, gerieft


14,0 cm

## Castroviejo-Gomel

Ref. 19-28




gebogen  
curved




14,0 cm

## Castroviejo

Ref. 19-23



gebogen  
curved



14,0 cm

# Scheren mit Hartmetalleinsatz (TC) Scissors with tungsten-carbide (TC)

Bestell-Nr.  
Order-No.




11,5 cm

## Iris - Schere TC

gezahnt  
serrated

(gerade/straight) Ref. 19-1TC  
(gebogen/curved) Ref. 19-2TC



gebogen  
curved



11,5 cm

## La Grange Schere TC

gezahnt  
serrated

Ref. 19-7TC



doppelt gebogen  
double curved



12,5 cm

## Goldmann-Fox TC

gezahnt  
serrated

Ref. 19-6TC




gebogen  
curved



Bestell-Nr.  
Order-No.

### Kelly TC

Ref. 19-15TC



gebogen  
curved


gezahnt  
serrated

16,0 cm




### Micro Schere TC

Ref. 19-23B



gebogen  
curved


17,0 cm



Flachgriff, gelocht


### Micro Schere TC

Ref. 40-48B



gebogen  
curved


17,0 cm



Rundgriff, glatt

### Metzenbaum

Ref. 19-26TC



gebogen  
curved

feine Spitze


14,5 cm

TC-Hartmetall




## Iris Schere

Ref. 19-1SCS




## Iris Schere

Ref. 19-2SCS



## Goldmann-Fox


Ref. 19-6SCS





# Klemmen Forceps

# Nadelhalter Needle Holder



**Arterienklemmen**  
Hemostatic Forceps

**Tuchklemmen**  
Towel Forceps


**Nadelhalter**  
Needle Holder

**Nadelhalter TC**  
Needle Holder TC



12,5 cm

**Halstead-Mosquito**




gerade/straight

Ref. 20-1




12,5 cm

**Halstead-Mosquito**




gebogen/curved

Ref. 20-2



16,0 cm

**Rankin-Crile**




gerade/straight

Ref. 20-3

Bestell-Nr.  
Order-No.

### Rankin-Crile

Ref. 20-4




gebogen/curved



16,0 cm

### Kocherklemme

Ref. 20-33




gebogen/curved



12,5 cm

### Kocherklemme

Ref. 20-34



gebogen/curved



15,0 cm



9,0 cm

Backhaus

Ref. 20-5



11,0 cm

Backhaus

Ref. 20-6



9,5 cm

Tuchklemme mit Kugel

Ref. 20-7

Bestell-Nr.  
Order-No.

### Derf


Ref. 20-8



12,5 cm

### Webster

Ref. 20-8A




glatt  
smooth



12,5 cm

### Abbey

Ref. 20-9



14,5 cm





14,5 cm

---

**Baumgartner**



Ref. 20-10



15,0 cm

---

**Crile-Wood**




Ref. 20-15



16,0 cm

---

**Mayo-Hegar**





Ref. 20-12

Bestell-Nr.  
Order-No.

Mathieu



Ref. 20-13



14,0 cm

Mathieu

Ref. 20-14



17,0 cm

Mathieu

Ref. 20-14A




Mini-Head



17,0 cm

Micro-Nadelhalter Castroviejo

Ref. 20-16




14,0 cm

Castroviejo - Gomel TC




14,0 cm




gerade  
straight

Ref. 20-19

Castroviejo - Gomel TC




14,0 cm



gebogen  
curved

Ref. 20-17

Castroviejo - Gomel TC




18,0 cm




gerade  
straight

Ref. 20-20

Castroviejo - Gomel TC



18,0 cm




gebogen  
curved

Ref. 20-18

Bestell-Nr.  
Order-No.

### Micro-Nadelhalter Castroviejo TC

Ref. 20-28




gerade  
straight



14,0 cm

### Micro-Nadelhalter Castroviejo TC

Ref. 20-29




gebogen  
curved




14,0 cm

### Micro-Nadelhalter TC

Ref. 40-46



gebogen  
curved




18,0 cm


Rundgriff, glatt

### Micro-Nadelhalter TC

Ref. 40-47



gerade  
straight




18,0 cm

Rundgriff, glatt



14,0 cm

Lichtenberg TC




Ref. 20-21

Mini-Rider



14,0 cm

Lichtenberg TC




Ref. 20-21A

Mini-Head



17,0 cm

Lichtenberg TC




Ref. 20-22

Mini-Rider



17,0 cm

Lichtenberg TC



Ref. 20-22A


Mini-Head



Bestell-Nr.  
Order-No.

### Nadelhalter TC

Ref. 20-22B





gebogen  
curved



17,0 cm

### Hoesl TC

Ref. 20-31



21,0 cm

### Toennis TC

Ref. 20-23




gerade  
straight



18,0 cm

### Castroviejo - Gomel TC

Ref. 20-30



gerade  
straight




16,0 cm



17,0 cm

### Mathieu-Olsen TC




Ref. 20-32

gerade  
straight



15,0 cm

### Olsen-Hegar TC



Ref. 20-24


gerade  
straight



16,0 cm


### Mayo-Hegar TC

Ref. 20-25




gerade  
straight


Ref. 20-25M



gerade  
straight




M =  
Microversion



18,0 cm

### Mayo-Hegar TC




Ref. 20-25AM

gerade  
straight

Bestell-Nr.  
Order-No.

### Mikro-Nadelhalter diamantiert gerade

Ref. 40-95D



gerade  
straight


**NEW!**



18,0 cm

### Mikro-Nadelhalter diamantiert gebogen

Ref. 40-96D



gebogen  
curved


**NEW!**



18,0 cm

### Mikro-Nadelhalter TC gerade

Ref. 40-95TC



gerade  
straight


**NEW!**



18,0 cm

### Mikro-Nadelhalter TC gebogen

Ref. 40-96TC



gebogen  
curved

**NEW!**



18,0 cm

Mikro-Nadelhalter    diamantiert spitz, gerade

**NEW!**



Ref. 40-95DS

gerade  
straight

18,0 cm



diamantiert  
spitz

# Matrizenspanner

## Matrix Retainer

# Matrizen


## Matrix





**Matrizenspanner / Matrizen**  
**Matrix Retainer / Matrix**

Bestell-Nr.  
 Order-No.



6,0 mm

Ivory

Ref. 21-17

7,0 mm

Ivory

Ref. 21-18

Matrizenbänder

Matrixrolls

Rollenlänge: 1,0 m



6,0 mm

Ref. 21-8

Rollenlänge: 1,0 m



7,0 mm

Ref. 21-9



links  
left

rechts  
right

Nyström

Ref. 21-19

Nyström

Ref. 21-20

(12 pcs of each pack)

Nyström Matrizen

Nyström Matrix



...1



...2



...3

Ref. 21-...



...4



...5



...6

Ref. 21-...



...7

Ref. 21-...



Bestell-Nr.  
Order-No.

Ref. 21-21


**Tofflemire**

Ref. 21-22

**Tofflemire**

lang  
universal

kurz  
junior



**Tofflemire Matrizen**

**Tofflemire Matrix**

(12 pcs of each pack)

Ref. 21-...



...101



...102



...103

Ref. 21-...



...113

Ref. 21-23

**Ivory**

mit Baken  
with shields

Ref. 21-24

**Ivory**

ohne Baken  
without shields



**Ivory Matrizen**

**Ivory Matrix**

(12 pcs of each pack)

Ref. 21-...



...11



...12



...13

Ref. 21-...



...14



...15



...16


# Pinzetten Tweezers



Bestell-Nr.  
Order-No.


## Meriam

Ref. 22-1




## Flagg

Ref. 22-2




## College

Ref. 22-3



## College mit Schloß

Ref. 22-4



## Pin-Pinzette

Ref. 22-5






**Pin-Pinzette mit Schloß**

Ref. 22-6


15,0 cm



**Goldman-Fox  
Taschenmarkierpinzette rechts**

Ref. 22-7


15,0 cm



**Goldman-Fox  
Taschenmarkierpinzette links**

Ref. 22-8


15,0 cm



**Nahtpinzette**

Ref. 22-11


15,0 cm



**Nahtpinzette**

Ref. 22-12

15,0 cm



**Nahtpinzette**

Ref. 22-13

15,0 cm



Bestell-Nr.  
Order-No.

## Adson-Pinzette

anatomisch

Ref. 22-14



12,0 cm

## Adson-Pinzette

chirurgisch

Ref. 22-15

Ref. 22-16A

gerade / straight  
gebogen / curved



12,0 cm

## Micro-Adson-Pinzette

ultra fein


Ref. 22-15A



12,0 cm

## Chirurgische Pinzette


Ref. 22-17




20,0 cm

## Anatomische Pinzette

Ref. 22-18



20,0 cm



14,0 cm

**Chirurgische Pinzette**

Ref. 22-19



14,0 cm

**Anatomische Pinzette**

Ref. 22-20



12,5 cm

**Anatomische Pinzette Semken**


Ref. 22-21



12,5 cm

**Chirurgische Pinzette Semken**


Ref. 22-22



18,0 cm

**Anatomische Pinzette Gerald**

Ref. 22-21A



18,0 cm


**Chirurgische Pinzette Gerald**

Ref. 22-22A

Bestell-Nr.  
Order-No.

## Artikulationspinzette Miller

Ref. 22-23



15,0 cm

## Artikulationspinzette Miller

Ref. 22-23A



15,0 cm gebogen

## Chirurgische Pinzette

Ref. 22-24



11,5 cm

## Anatomische Pinzette

Ref. 22-25




11,5 cm


## Collegepinzette

Ref. 22-26

starke Spitzen  
strong tips



15,0 cm




**Micro-Pinzette Gomel**

chirurgisch gerade Ref. 22-30




**Micro-Pinzette Gomel**

chirurgisch gebogen Ref. 22-31



**Micro-Pinzette Gomel**

anatomisch gerade Ref. 22-32



**Micro-Pinzette Gomel**

anatomisch gebogen Ref. 22-33



**De Baakey**

atraumatisch gerade Ref. 22-34



**De Baakey**


atraumatisch gebogen Ref. 22-35

Bestell-Nr.  
Order-No.

Haltepinzette mit Schloss gebogen

Ref. 22-36

**NEW!**




16,0 cm

Mikrochirurgische Pinzette gerade

Ref. 22-41

**NEW!**




18,0 cm

Mikrochirurgische Pinzette gebogen

Ref. 22-42

**NEW!**




18,0 cm

Mikrochirurgische Pinzette gerade

Ref. 40-97

**NEW!**



18,0 cm




Mikro-Pinzette Cooley gerade

**NEW!**

Ref. 40-98

18,0 cm



# Mundspiegel

Mirrors

# Spiegelgriffe

Mirror Handles



HLW Mundspiegel:

Hochwertige Qualität - rostfrei - nach allen bekannten Arten sterilisierbar bis 240° C

High quality mirrors - stainless - sterilizable to 240° C



## Mundspiegel plan    mirrors plane



**Nr. 4**    22,0 mm  
12er Set    Ref. 23-1

**Nr. 5**    24,0 mm  
12er Set    Ref. 23-2



## Mundspiegel hohl    mirrors magnifying



**Nr. 4**    22,0 mm  
12er Set    Ref. 23-3

**Nr. 5**    24,0 mm  
12er Set    Ref. 23-4



## Mundspiegel rhodium    rhodium plane



**Nr. 4**    22,0 mm  
12er Set    Ref. 23-5

**Nr. 5**    24,0 mm  
12er Set    Ref. 23-6

Bestell-Nr.  
Order-No.

### Mikrochirurgie-Spiegel Rhodium

Ref. 23-30

**NEW!**

Ø 3,0 mm



### Mikrochirurgie-Spiegel Rhodium

Ref. 23-31

**NEW!**

Ø 5,0 mm



### Mikrochirurgie-Spiegel Rhodium

Ref. 23-32

**NEW!**

3,0 x 6,0 mm



### Ergo-Mundspiegel Rhodium

Ref. 23-35

**NEW!**

Ø 22,0 mm



### Long-Mundspiegel Rhodium

Ref. 23-38

**NEW!**

18,0 x 33,0 mm



### Parallelometer Rhodium

Ref. 23-39

**NEW!**



### Doppelseitiger Mundspiegel Rhodium, plan

Ref. 23-40

**NEW!**

Ø 24,0 mm

double side mirror



Rückseite

Hochwertige Rhodium Fotospiegel

- Beidseitig bespiegelt
- Glasstärke 3,0 mm
- sterilisierbar bis 134°C

## Intra-Oral-Spiegel Intra Oral Mirrors

Bestell-Nr.  
Order-No.



### Lateral für Erwachsene

Maße:  
Länge: 153,0 mm  
Breite: 37,0 mm


Ref. 23-20



### Lateral für Erwachsene

Maße:  
Länge: 155,0 mm  
Breite oben: 41,0 mm  
Breite unten: 55,0 mm

Ref. 23-21



### Occlusal für Erwachsene

Maße:  
Länge: 138,0 mm  
Breite oben: 70,0 mm  
Breite unten: 63,0 mm

Ref. 23-22



### Occlusal für Erwachsene

Maße:  
Länge: 100,0 mm  
Breite oben: 70,0 mm  
Breite unten: 63,0 mm

Ref. 23-23



### Occlusal für Kinder

Maße:  
Länge: 84,0 mm  
Breite oben: 60,0 mm  
Breite unten: 43,0 mm

Ref. 23-24





Bestell-Nr.  
Order-No.

### Fingerform hohl - hollow

Ref. 23-7

extra leicht



13,5 cm

### Sechskant Chrom/Messing hohl - hollow

Ref. 23-8



12,5 cm

### Sechskant Edelstahl hohl - hollow

Ref. 23-8A

extra leicht



14,0 cm

### Achtkant gerändelt - solid

Ref. 23-9



12,0 cm

### Rundgriff gerändelt - solid round

Ref. 23-10



12,5 cm

### Rundgriff hohl - hollow

Ref. 23-11

extra leicht




13,5 cm

Silikonschälmesser


**NEW!**

Ref. 35-01



# Füllungsinstrumente mit Titannitridbeschichtung

Filling Instruments  
with Titannitrid Alloy



Ref. 24-1



Ref. 24-2



Ref. 24-3



Ref. 24-4



Ref. 24-5



Bestell-Nr.  
Order-No.

Ref. 24-6



Ref. 24-7



Ref. 24-8



Ref. 24-9



Ref. 24-10




Ref. 24-11





# Scharfe Löffel

## Bone Curettes



Bestell-Nr.  
Order-No.

Lukas

Ref. 25-1

IC  
3,0 mm



Lukas

Ref. 25-2

IC  
4,0 mm



Lukas

Ref. 25-3

IC  
2,0 mm



Lukas

Ref. 25-4

IC  
3,0 mm



Lukas

Ref. 25-5

IC  
4,0 mm



## Williger

Ref. 25-6



## Williger

Ref. 25-7



## Hemingway

Ref. 25-8



## Hemingway

Ref. 25-9



## Hemingway


Ref. 25-10



Bestell-Nr.  
Order-No.


Martin

Ref. 25-11



Martin

Ref. 25-12




Martin

Ref. 25-13



Hemingway

Ref. 25-14



Hemingway

Ref. 25-15



Hemingway

Ref. 25-16



**Küretten**  
Curettes

**P.A. Scaler**




**Zahnreiniger**  
Scaler

**Küretten Griffform „CLASSIC“**  
Curettes Handles „CLASSIC“

**Küretten Griffform „DELUXE“**  
Curettes Handles „DELUXE“

**Parodontologie-Instrumente**  
Periodontal Instruments

**Microtools**  
Atraumatic  
Extraktions-Set





Bestell-Nr.  
Order-No.

Ref. 26-1



Ref. 26-2




Ref. 26-3



Ref. 26-4




Ref. 26-5





Ref. 26-6



Ref. 26-7



Ref. 26-8



Ref. 26-9



Ref. 26-10



Bestell-Nr.  
Order-No.

Hohlgriff hollow handle Ø 8,0 mm

### Taylor

Ref. 26-11



Fig. T 2/3

Ref. 26-12



Fig. CI 2/3

### McCall

Ref. 26-14



Fig. 13S/14S

### McCall

Ref. 26-15



Fig. 13/14

### McCall

Ref. 26-15A



Fig. 17/18

### Towner Jaquette

Ref. 26-16



Fig. 15/30

### Towner Jaquette

Ref. 26-17



Fig. 5/33

Hohlgriff hollow handle Ø 8,0 mm

### Jaquette



Ref. 26-18

Fig. 30/33

### Hygienist



Ref. 26-19

Fig. H6/H7

### Younger Good



Ref. 26-20

Fig. 7/8

### Scaler



Ref. 26-56

Fig. 204 S

### Scaler



Ref. 26-57

Fig. 204 SD

### Scaler



Ref. 26-62

Fig. M 23

Bestell-Nr.  
Order-No.

Hohlgriff hollow handle Ø 8,0 mm

### Kürette

Ref. 26-63



Fig. M 23A

### Kirkland

Ref. 26-27




Fig. 15/16

### Columbia

Ref. 26-28



Fig. 4 R/L

### Columbia

Ref. 26-29



Fig. 2 R/L

### Columbia

Ref. 26-30



Fig. 13/14

### Columbia

Ref. 26-31



Fig. 411/412

### Columbia

Ref. 26-32



Fig. 413/414



Hohlgriff hollow handle Ø 8,0 mm

Langer

Ref. 26-33



Fig. 1/2

Langer

Ref. 26-34



Fig. 5/6

Langer

Ref. 26-35



Fig. 3/4

Gracey

Ref. 26-36



Fig. 1/2

Gracey

Ref. 26-37



Fig. 3/4

Gracey

Ref. 26-38



Fig. 5/6

Bestell-Nr.  
Order-No.

Hohlgriff hollow handle Ø 8,0 mm

### Gracey

Ref. 26-39



Fig. 7/8

### Gracey

Ref. 26-40



Fig. 9/10

### Gracey

Ref. 26-41



Fig. 11/12

### Gracey

Ref. 26-42



Fig. 13/14

### Gracey

Ref. 26-43



Fig. 15/16

### Gracey

Ref. 26-44



Fig. 17/18

# Küretten Griffform „CLASSIC“ Curettes Handles „CLASSIC“

Bestell-Nr.  
Order-No.

Hohlgriff hollow handle Ø 10,0 mm extra leicht

Gracey



Ref. 26-36A

Fig. 1/2

Gracey



Ref. 26-37A

Fig. 3/4

Gracey



Ref. 26-38A

Fig. 5/6

Gracey



Ref. 26-39A

Fig. 7/8

Gracey



Ref. 26-40A

Fig. 9/10

Gracey



Ref. 26-41A

Fig. 11/12



Bestell-Nr.  
Order-No.

Hohlgriff hollow handle Ø 10,0 mm extra leicht

### Gracey

Ref. 26-42A



Fig. 13/14

### Gracey

Ref. 26-43A



Fig. 15/16

### Gracey

Ref. 26-44A



Fig. 17/18

## Küretten Griffform „DELUXE“

### Curettes Handles „DELUXE“

### Gracey

Ref. 26-36B



Fig. 1/2

### Gracey

Ref. 26-37B




Fig. 3/4

### Gracey

Ref. 26-38B



Fig. 5/6

# Küretten Griffform „DELUXE“ Curettes Handles „DELUXE“

Bestell-Nr.  
Order-No.

Hohlgriff hollow handle Ø 10,0 mm extra leicht

Gracey

Ref. 26-39B



Fig. 7/8

Gracey

Ref. 26-40B



Fig. 9/10

Gracey

Ref. 26-41B



Fig. 11/12

Gracey

Ref. 26-42B



Fig. 13/14

Gracey

Ref. 26-43B



Fig. 15/16

Gracey

Ref. 26-44B



Fig. 17/18





Bestell-Nr.  
Order-No.

Gracey MF = mit kurzem Arbeitsende, Hohlgriff Ø 10,0 mm extra leicht

### Gracey MF

Ref. 26-36B MF



Fig. 1/2

### Gracey MF

Ref. 26-38B MF



Fig. 5/6

### Gracey MF

Ref. 26-39B MF



Fig. 7/8

### Gracey MF

Ref. 26-41B MF



Fig. 11/12

### Gracey MF

Ref. 26-42B MF



Fig. 13/14

# Codierringe zur Markierung von Küretten

Bestell-Nr.  
Order-No.



braun  
50 Stück

Ref. 26-001



gelb  
50 Stück

Ref. 26-002



grün  
50 Stück

Ref. 26-003



grau  
50 Stück

Ref. 26-004



schwarz  
50 Stück

Ref. 26-005



rot  
50 Stück

Ref. 26-006



blau  
50 Stück

Ref. 26-007



weiss  
50 Stück

Ref. 26-008



Bestell-Nr.  
Order-No.

Griffform „CLASSIC“, Hohlgriff, Ø 10,0 mm extra leicht

Langer

Ref. 26-33A



Fig. 1/2

Langer

Ref. 26-34A



Fig. 5/6

Langer

Ref. 26-35A



Fig. 3/4

Griffform „DELUXE“, Hohlgriff, Ø 10,0 mm extra leicht

Langer

Ref. 26-33B



Fig. 1/2

Langer

Ref. 26-34B



Fig. 5/6

Langer

Ref. 26-35B



Fig. 3/4

**CLASSIC Hohlgriff Ø 10,0 mm extra leicht**

**Taylor**

Fig. T2/3



Ref. 26-11A

**Hygenist**

Fig. H6/H7



Ref. 26-19A

Fig. 204S



Ref. 26-56A

Fig. 204SD



Ref. 26-57A

**McCall**

Fig. 13S/14S



Ref. 26-14A

**DELUXE Hohlgriff Ø 10,0 mm extra leicht**

**Taylor**

Fig. T2/3



Ref. 26-11B

**Hygenist**

Fig. H6/H7



Ref. 26-19B

Fig. 204S



Ref. 26-56B

Fig. 204SD



Ref. 26-57B

**McCall**

Fig. 13/14



Ref. 26-15B

Bestell-Nr.  
Order-No.

Periotome Hohlgriff Ø 10,0 mm extra leicht

Ref. 26-60

PT 1



Zur atraumatischen Extraktion von Implantaten, schont Weichgewebe und Knochen.

Ref. 26-61

PT 2



Gingivektomiemesser ORBAN Knife

Ref. 26-64


**NEW!**



Knochenfeile Hohlgriff Ø 10,0 mm extra leicht

Schugger

Ref. 26-65



P.A. Meißel

Ochsenbein Fig. 1

Ref. 26-25



16,5 cm



Ochsenbein Fig. 2

Ref. 26-26



16,5 cm





P.A. Scaler & Küretten Hohlgriff Ø 10,0 mm extra leicht

Scaler



M 23

Ref. 26-62B

Scaler McCall



13/14

Ref. 26-15B

Scaler McCall



13S/14S

Ref. 26-14A

Kürette Columbia



2R/2L

Ref. 26-29A


Kürette Columbia



4R/4L

Ref. 26-28A

# Zahnsonden Probes



**Messsonden**

P.A. Probes

**Wurzelkanalerweiterer**

Spreaders

Zahnsonden mit auswechselbaren Spitzen

Rundgriff gerändelt - solid round

12,5 cm



Ref. 23-10

Rundgriff hohl - hollow

13,5 cm



extra leicht

Ref. 23-11



Ref. 27-9E



Ref. 27-11E



Ref. 27-7E



Ref. 27-8E



Ref. 27-13E



Ref. 27-12E

Bestell-Nr.  
Order-No.

Ref. 27-1



starr / non flexible

Fig. 6

Ref. 27-2



starr / non flexible

Fig. 8

Ref. 27-3



starr / non flexible

Fig. 9

Ref. 27-4



starr / non flexible

Fig. 18

Ref. 27-5



starr / non flexible

Fig. 17

Ref. 27-6



starr / non flexible

Fig. 23

Ref. 27-7



flexible

Fig. 32



Fig. 33

flexible

Ref. 27-8



Fig. 65

flexible

Ref. 27-9



Fig. 39

flexible

Ref. 27-10



Fig. 30

flexible

Ref. 27-11



Fig. 23

flexible

Ref. 27-12



Fig. 17

flexible

Ref. 27-13



Fig. 3A

flexible

Ref. 27-3A



Bestell-Nr.  
Order-No.

Ref. 27-14



Ref. 27-15



Ref. 27-15A



Farbcodiert  
kugelförmiges Arbeitsende

Ref. 27-16



Ref. 27-17



Ref. 27-24A



**WHO**



Ref. 27-18

**Goldman-Fox**



Ref. 27-19

**Williams**



Ref. 27-20

**CP 12**



Ref. 27-22

**PCPUNC15**



Ref. 27-22A

**Goldman-Fox / Williams**



Ref. 27-23

**Nabers**



Ref. 27-24

**Nabers**



Ref. 27-24B

Bestell-Nr.  
Order-No.

## Spreader

Ref. 27-25



## Spreader

Ref. 27-26



## Spreader

Ref. 27-27



## Spreader


Ref. 27-28



## Wurzelkanalstopfer Root Canal Plugger


## Plugger

Ref. 27-31



## Plugger

Ref. 27-32




## Plugger

Ref. 27-33




## Plugger

Ref. 27-34



# Excavator

## Excavators



Bestell-Nr.  
Order-No.

Ref. 28-1



Ref. 28-2



Ref. 28-3



Ref. 28-4



Ref. 28-5



Ref. 28-6



Ref. 28-7







Ref. 28-8



Ref. 28-9



Ref. 28-10



Ref. 28-11



Ref. 28-12



Ref. 28-13



Ref. 28-14

Bestell-Nr.  
Order-No.

Ref. 28-15



Ref. 28-16



Ref. 28-17



Ref. 28-18



Ref. 28-19



Ref. 28-20




Ref. 28-21




Ref. 28-22





# Füllungsinstrumente

## Filling Instruments



**Amalgaminstrumente**  
Amalgam Instruments

Heidemann



flexible

Ref. 29-1

2,0 mm

Heidemann



flexible

Ref. 29-2

2,5 mm

Heidemann



flexible

Ref. 29-3

3,0 mm



non flexible

Ref. 29-4

1,5 mm



non flexible

Ref. 29-5

2,0 mm



non flexible

Ref. 29-6

2,5 mm



non flexible

Ref. 29-7

3,0 mm



Bestell-Nr.  
Order-No.

Ref. 29-8



Ref. 29-9



Ref. 29-10



Ref. 29-11



Ref. 29-12



Ref. 29-13



Ref. 29-14





Ref. 29-15



Ref. 29-16



Ref. 29-17



Ref. 29-18



Ref. 29-19

**VAJNA**



Ref. 29-21



Ref. 29-22

∅ 1,0 mm

Bestell-Nr.  
Order-No.

Ref. 29-23



Ref. 29-24



Ref. 29-25



Ref. 29-26



Ref. 29-27



Ref. 29-28







Ref. 29-29





### VAJNA



Bestell-Nr.  
Order-No.

Ref. 29-37



Ref. 29-38



Ref. 29-40




Ref. 29-41



Ref. 29-42



Ref. 29-43



Ref. 29-44





○ 2,0 mm



Ref. 29-45

○ 3,0 mm



Ref. 29-46

○ 1,0 mm



Ref. 29-47

○ 2,0 mm



Ref. 29-48

○ 1,5 mm



Ref. 29-49

○ 1,5 mm

Planstopfer



Ref. 29-50

○ 2,0 mm

Planstopfer



Ref. 29-51

○ 2,5 mm

Planstopfer



Ref. 29-52

Bestell-Nr.  
Order-No.

Ref. 29-53



Ref. 29-54



Ref. 29-55



Ref. 29-56



Ref. 29-57



Ref. 29-58



Ref. 29-59



Ref. 29-60



**Hollenback**

Ref. 29-61



**Bennet**

Ref. 29-62



Mortonson



Ref. 29-63

Hollenback



Ref. 29-64

Hollenback



Ref. 29-65

Cleoid-Discoïd



Ref. 29-66

Frahm



Ref. 29-67

Beale



Ref. 29-68

Beale



Ref. 29-69

Placement



Ref. 29-70

Tamponstopfer



Ref. 29-71

Retraktionsfadenleger



Ref. 29-72

Bestell-Nr.  
Order-No.

## Lösche

Ref. 29-73



## Planator

Ref. 29-74



## Gingivalanschräger

Ref. 29-75



mesial

## Gingivalanschräger

Ref. 29-76



distal

## Brünierer


Ref. 29-77



**Raspatores**  
Raspatories

**Kronenaufbieger**  
Crown Bender

**Skalpellgriffe**  
Scalpel Handle



Bestell-Nr.  
Order-No.

### Williger

Ref. 30-1

6,0 mm



12,5 cm

### Williger

Ref. 30-2

7,0 mm



16,0 cm

### Williger

Ref. 30-2A

4,0mm



Ref. 30-2B

5,0mm

16,0 cm

### Molt

Ref. 30-3

6,0 mm



6,0 mm

17,5 cm

### Molt

Ref. 30-4

6,0 mm



4,5 mm

17,5 cm

### Meat

Ref. 30-5

6,5 mm



7,0 mm

17,5 cm

### Meat

Ref. 30-5A

3,5 mm



3,5 mm

17,5 cm

### Meat

Ref. 30-5B

2,5 mm



2,5 mm

17,5 cm

### Freer

Ref. 30-6

5,0 mm  
blunt



5 mm  
sharp

17,5 cm



### Freer



Ref. 30-6A

### Freer



Ref. 30-7

### Prichard



Ref. 30-15

### Seldin



Ref. 30-16


### Seldin



Ref. 30-17

Bestell-Nr.  
Order-No.

Ref. 30-8




Ref. 30-8A




Universal

Ref. 30-8B





Ref. 30-8C



Kronenspreizzange / Crown spreader

Ref. 30-8D



**Nr. 3**



Ref. 30-9

**Nr. 3A**



Ref. 30-9A

**Nr. 4**



Ref. 30-10

**Nr. 7**



Ref. 30-11

**Nr. 8**



Ref. 30-12

**Nr. 8**



Ref. 30-12A

**Nr. 9**



Ref. 40-27



## **Wachsmodellierinstrumente**

Wax Modeling Instruments

## **Laborinstrumente**

Laboratory Instruments

## **Gipsmesser**

Plaster Knives

## **Gipsspatel**

Plaster Spatula

## **Drahtschneider TC**

Wire Cutters TC

**Mini-LeCron**



Ref. 31-1

**Zahle**



Ref. 31-2

**Zahle**



Ref. 31-3

**Hyllin**



Ref. 31-4

**LeCron**



Ref. 31-5

**LeCron**



Ref. 31-6

**LeCron**



Ref. 31-7

**Zementspatel**



Ref. 31-8

**Zementspatel**



Ref. 31-9

**Zementspatel**



Ref. 31-10

**Zementspatel**



Ref. 31-11

Bestell-Nr.  
Order-No.

### P.K. Thomas 1

Ref. 31-101



### P.K. Thomas 2

Ref. 31-102



### P.K. Thomas 3

Ref. 31-103



### P.K. Thomas 4

Ref. 31-104



### P.K. Thomas 5

Ref. 31-105



### P.K. Thomas 1

Ref. 31-111



### P.K. Thomas 2

Ref. 31-112



### P.K. Thomas 3

Ref. 31-113



### P.K. Thomas 4

Ref. 31-114



### P.K. Thomas 5

Ref. 31-115





Ofenzangen


Muffelzange



Ref. 31-53

43,0 cm


Muffelzange



Ref. 31-52

31,0 cm


Muffelzange



Ref. 31-54

56,0 cm

Halstead / Mosquito




Ref. 31-51

12,5 cm  
gerade

Bestell-Nr.  
Order-No.

### Modellsäge / Saw

Ref. 31-50



20,0 cm

### Zungenbügel

Ref. 15-8



8,0 cm

Ref. 15-7



7,0 cm

Ref. 15-6



6,0 cm

### Kronenmesser

#### Iwanson für Metall

Ref. 31-41



10,5 cm

#### Iwanson für Wax

Ref. 31-42



10,5 cm

**Lötpinzette gerade - gerieft**  
**Soldering tweezers straight - serrated**

---

Ref. 31-30



17,0 cm

**Lötpinzette gebogen - gerieft**  
**Soldering tweezers curved - serrated**

---

Ref. 31-29



16,5 cm

**Brenngutträgerpinzette**

---

Ref. 22-40



30,0 cm

**Gipsschneidezange / Plaster Nipper**

---

Ref. 31-46



21,0 cm

Bestell-Nr.  
Order-No.

## Antkoviak

Ref. 31-27



13,0 cm

## Lessmann

Ref. 31-23



17,0 cm

## Fahnenstock

Ref. 31-25



17,0 cm

## Lessmann

Ref. 31-24



13,0 cm

## Fahnenstock

Ref. 31-26



13,0 cm

## Ermert

Ref. 31-22



13,0 cm

**Buffalo**



Ref. 31-33

14,0 cm

**Buffalo**



Ref. 31-34

14,0 cm

**Gritmann**



Ref. 31-35

15,0 cm


**Gipsmesser**



Ref. 31-36

17,0 cm

**Gipsmesser**



Ref. 31-37

18,0 cm

**Gipsmesser**



Ref. 31-38

16,0 cm

Bestell-Nr.  
Order-No.

### Gipsspatel Plasterspatula

Ref. 31-39



19,0 cm

### Gipsspatel Plasterspatula

Ref. 31-40



20,0 cm

### Gipsspatel Plasterspatula

Ref. 31-47



21,0 cm

### Anrührspatel gerade Spatula straight

Ref. 31-32



18,0 cm

### Anrührspatel gerade Spatula straight

Ref. 31-31




20,0 cm



Tungsten Carbide

Mini-Cutter TC



12,0 cm

max. 0,3 - 0,5 mm

Ref. 31-43A

Drahtschneider TC  
Wire Cutter TC



13,0 cm

max. 0,5 mm

Ref. 31-43

Drahtschneider TC  
Wire Cutter TC



14,0 cm

max. 0,8 mm

Ref. 31-44

Distal-Cutter TC




15,0 cm

max. 0,5 mm

Ref. 31-45B

Drahtschneider TC  
Wire Cutter TC



17,5 cm

max. 1,2 mm

Ref. 31-48

# **Drahtbiegeezangen** Wire Bending Pliers



**Flachzangen**  
Flat Nose Pliers


**Teleskopkronenzangen**  
Telescope Crown Pliers

# Flachzangen Flat Nose Pliers

Bestell-Nr.  
Order-No.



14,5 cm



Ref. 32-1




14,5 cm



Ref. 32-2




14,5 cm



Ref. 32-3




15,0 cm



Ref. 32-4




14,0 cm



Ref. 32-5




14,0 cm




Ref. 32-6



13,5 cm



Ref. 32-7



Goslee

Goslee


Goslee




Bestell-Nr.  
Order-No.

### Nance

Ref. 32-8




max. 0,5 mm



13,0 cm

### Schwarz

Ref. 32-9




13,0 cm

max. 0,7 mm

### Schwarz


Ref. 32-10



13,0 cm

### Schwarz

Ref. 32-11




13,0 cm

max. 0,8 mm

### Andresen


Ref. 32-12



14,0 cm

### Schwarz

Ref. 32-13



14,0 cm

max. 0,7 - 1,0 mm

Ref. 32-14



14,0 cm

max. 0,7 mm



Ref. 32-15





Ref. 32-16

### Jarabak




Ref. 32-17

### Angle



Ref. 32-18

### Aderer




Ref. 32-19



Ref. 32-20

### Aderer





Ref. 32-21

Bestell-Nr.  
Order-No.

### Young


Ref. 32-22



14,0 cm

max. 0,7 mm


Ref. 32-23



13,0 cm

### Frevert


Ref. 32-24



12,0 cm

### Adams

Ref. 32-25




14,5 cm

max. 0,75 mm

### Aderer

Ref. 32-26




12,5 cm

max. 1,2 mm

### Reynold


Ref. 32-27



12,5 cm

### Angle

Ref. 32-28



12,0 cm



## Schwarz




11,5 cm

max. 0,7 mm

Ref. 32-30


## Nance



12,5 cm

max. 0,7 mm


Ref. 32-31




11,5 cm

max. 0,7 mm

Ref. 32-32




## Waldsachs



15,0 cm

max. 1,0 mm

Ref. 32-33




## How



14,0 cm

Ref. 32-34



## Weingart



13,0 cm

Ref. 32-35



Bestell-Nr.  
Order-No.

### McKellops

Ref. 32-36



16,0 cm

max. 1,5 mm

### McKellops

Ref. 32-37




16,0 cm

max. 1,5 mm

### Kupferringentferner Copper Ring Remover


Ref. 32-40



15,0 cm

### Teleskopkronenzange Telescope Crown Plier

Ref. 32-41



12,5 cm


**Kramponzangen mit feiner Spitze**

Ref. 32-38A




16,0 cm

Bending max. 0,9 mm  
cutting max. 0,7 mm




**Kramponzangen mit feiner Spitze**

Ref. 32-39A



16,0 cm

Bending max. 0,9 mm  
cutting max. 0,7 mm




**Mini-Kramponzangen mit feiner Spitze**

Ref. 32-39B



12,0 cm

Bending max. 0,9 mm  
cutting max. 0,7 mm




Bestell-Nr.  
Order-No.

Ref. 32-45



- verhindert die Verletzungsgefahr und schont Hände und Finger
- temperaturbeständig bis 150° C
- umfassende Bearbeitung aller Flächen und Ränder von Kronen und Inlays



### Spreitzpinzette mit Dehnschraube

Ref. 32-44 gebogen



### Kera-Grip II (gebogen)

Ref. 32-47

- Haltezange für Keramikronen
- inklusive Diamanteinsätze

Ref. 32-47A



**Diamanteinsätze**  
1 Paar



### Teleskopkronenzange FG

Ref. 32-43

Größe 11,6 cm, auswechselbare Spitzen für Diamanten mit FG Schaft (Lieferung mit Einsätzen)



### Teleskopkronenzange diamantiert

Ref. 32-42

Körnung D 107  
12,0 cm





# Abdrucklöffel Impression Trays



**Abdrucklöffel solide**  
Impression Trays solid

**Abdrucklöffel perforiert**  
Impression Trays perforated

**Laborinstrumente**  
Laboratory Instruments





Bestell-Nr.  
Order-No.

Oberkiefer Upper

Unterkiefer Lower



**XL** Ref. 33-06



**L** Ref. 33-07



**M** Ref. 33-08



**S** Ref. 33-09



**XS** Ref. 33-10



**XXS** Ref. 33-30



**XL** Ref. 33-01



**L** Ref. 33-02



**M** Ref. 33-03



**S** Ref. 33-04



**XS** Ref. 33-05



**XXS** Ref. 33-25



Oberkiefer Upper

Unterkiefer Lower



**XL** Ref. 33-16



**L** Ref. 33-17



**M** Ref. 33-18



**S** Ref. 33-19



**XS** Ref. 33-20



**XXS** Ref. 33-40



**XL** Ref. 33-11



**L** Ref. 33-12



**M** Ref. 33-13



**S** Ref. 33-14



**XS** Ref. 33-15




**XXS** Ref. 33-35

Bestell-Nr.  
Order-No.

Ref. 33-57 OK „solide“  
Ref. 33-58 UK




Ref. 33-59 OK „perforiert“  
Ref. 33-60 UK



teilbezahnt  
partial

Ref. 31-62L  
Ref. 31-62R



teilbezahnt  
partial

„perforiert“

Ref. 31-61L  
Ref. 31-61R




teilbezahnt  
partial

„solide“

Ref. 31-63

Ref. 31-64



„perforiert“

teilbezahnt  
partial

beweglich  
moveable

„solide“

beweglich  
moveable


unbezahnter Kiefer    toothless  
„solide“



| Größe/Size | Ref-No. |
|------------|---------|
| UK-1 XL    | 33-41   |
| UK-2 L     | 33-42   |
| UK-3 M     | 33-43   |
| UK-4 S     | 33-44   |

| Größe/Size | Ref-No. |
|------------|---------|
| OK-1 XL    | 33-45   |
| OK-2 L     | 33-46   |
| OK-3 M     | 33-47   |
| OK-4 S     | 33-48   |

unbezahnter Kiefer    toothless  
„perforiert“



| Größe/Size | Ref-No. |
|------------|---------|
| UK-1 XL    | 33-49   |
| UK-2 L     | 33-50   |
| UK-3 M     | 33-51   |
| UK-4 S     | 33-52   |

| Größe/Size | Ref-No. |
|------------|---------|
| OK-1 XL    | 33-53   |
| OK-2 L     | 33-54   |
| OK-3 M     | 33-55   |
| OK-4 S     | 33-56   |

Codierringe für Abdrucklöffel



Packung sortiert 24 Stück  
6 Farben (rot, grün, blau, gelb, violett, weiss)

Ref. 33-001





Bestell-Nr.  
Order-No.

Oberkiefer Upper

Unterkiefer Lower



Größe 4  
Ref. 34-01



Größe 4  
Ref. 34-06



Größe 3  
Ref. 34-02



Größe 3  
Ref. 34-07




Größe 2  
Ref. 34-03



Größe 2  
Ref. 34-08



Größe 1  
Ref. 34-04



Größe 1  
Ref. 34-09



Größe 0  
Ref. 34-05



Größe 0  
Ref. 34-10

Oberkiefer Upper

Unterkiefer Lower



Größe 4  
Ref. 34-11



Größe 3  
Ref. 34-12



Größe 2  
Ref. 34-13



Größe 1  
Ref. 34-14



Größe 0  
Ref. 34-15



Größe 4  
Ref. 34-16



Größe 3  
Ref. 34-17



Größe 2  
Ref. 34-18



Größe 1  
Ref. 34-19



Größe 0  
Ref. 34-20

Hersteller

Anwendungsbereich

### Wiederverwendbare zahnärztliche Handinstrumente

#### Ausnahmen:

- ▶ Aluminiumlegierungen, die an ihrer leuchtend farbigen Beschichtung auf den Metallteilen erkennbar sind
- ▶ Aluminiumhaltige Instrumente können von alkalischen Reinigungsmitteln und Lösungen mit einem PH-Wert > 7 beschädigt werden.
- ▶ Instrumente mit verchromten Teilen wie z.B. Zylinderampullenspritzen Ringgriff, auswechselbare Ampullenhalter, Salbenkanülen, Mundspiegel, Resektionsspiegel, Amalgampistolen, Metallspitzen für Amalgampistolen, Podologiezange 1756, Mundspiegelgriff 485 CH, Technikzangen ....., Serviettenkettchen
- ▶ nicht geeignet für Thermodesinfektion und Ultraschallbad – auf geeignete Desinfektionsmittel achten

#### 1 Warn- und Sicherheitshinweise

- ▶ Eine mangelhafte Pflege und Aufbereitung, eine unsachgemäße Handhabung, eine Zweckentfremdung und Veränderungen am Instrument können seine Gebrauchsfähigkeit erheblich beeinträchtigen, Schäden herbeiführen und Grund für ernsthafte Verletzungen von Patient und Anwender sein.
- ▶ Wiederverwendbare Instrumente werden nicht steril geliefert. Sie müssen daher vor der ersten Anwendung gereinigt und sterilisiert werden.
- ▶ Bei der Reinigung von langen, engen Kanülen, von Sacklöchern und Gelenken (Scharnieren), Rasten, Sperren, Schließern ist besondere Aufmerksamkeit erforderlich – sie erfordern ggf. gesonderte Reinigungsmaßnahmen.
- ▶ Zum Umgang mit kontaminierten Instrumenten gehören Handschuhe und Augenschutz.
- ▶ Hinweise und Gebrauchsanleitung der Hersteller der benutzten Geräte und Mittel unbedingt beachten (z.B. Konzentrationen, Einwirkzeiten, Zyklen etc.)

#### 2 Wiederaufbereitung und Lebensdauer von Instrumenten

- ▶ Die Häufigkeit der Wiederaufbereitung hat nur geringe Auswirkungen auf diese Instrumente.
- ▶ Die Lebensdauer der Instrumente wird normalerweise vom Verschleiß und etwaigen Beschädigungen im Gebrauch begrenzt.

#### 3 Maßnahmen am Ort des Gebrauchs

Aufbewahrung und Transport

- ▶ Jedes Instrument ist vor Gebrauch einer Sichtprüfung und Funktionskontrolle zu unterziehen bzw. – wenn zerlegt – wieder zusammenzusetzen. Prüfkriterien sind Beschädigungen wie Risse, Löcher, Kratzer, Verbiegungen, Schwergängigkeit von Gelenken, stumpfe und scharfe Schneidkanten, nicht mehr einwandfrei funktionierende Sperren, Rasten, Schließern etc.
- ▶ empfindliche und feine Instrumente vor Beschädigungen schützen
- ▶ sofort nach der Benutzung Rückstände an Blut, Gewebe und Arzneimitteln von den Instrumenten mit dafür geeigneten Methoden entfernen
- ▶ Instrumente sollten grundsätzlich trocken, staubfrei und nicht in der Nähe von Chemikalien gelagert werden. Ein Transport kann auch in feuchtem Zustand erfolgen – keinesfalls aber in NaCl-Lösungen (Gefahr von Korrosion durch Lochfraß und Spannungsrisse).
- ▶ Die Wiederaufbereitung sollte baldmöglichst nach der Verwendung des Instruments erfolgen, da angetrocknete Verschmutzungen die Reinigung erschweren. Kontaminierte und feuchte Instrumente sind anfälliger für Rost und Korrosion.
- ▶ Instrumentensiebe und Waschtrays nicht überfüllen

#### 4 Reinigungs-vorbereitung

- ▶ Bei einer verzögerter, späterer Wiederaufbereitung müssen Instrumente vor Bestückung des Waschautomaten manuell vorgereinigt werden (siehe nächste Ziffer 5).
- ▶ Ein Zerlegen von Instrumenten ist nur dort erforderlich, wo dies von der Gebrauchsinformation für das jeweilige Instrument gefordert wird.
- ▶ Gelenkinstrumente (z.B. Zangen, Scheren etc.) stets in geöffnetem Zustand aufbereiten

#### 5 Reinigung - manuell

- ▶ nur vom jeweiligen Hersteller für die Verwendung an Dentalinstrumenten zugelassene Reinigungslösung ohne proteinfixierende Wirkung verwenden – vorgeschriebenes Konzentration und Einwirkzeit beachten
- ▶ verschmutzte Oberflächen unter fließendem Wasser abspülen
- ▶ Reinigungsmittel mit Bürste auf alle Oberflächen auftragen – Gelenkinstrumente in beiden Positionen (offen – geschlossen)
- ▶ Auftrag von Reinigungslösung bei Kanülen und Sacklöchern mit dafür geeigneten Bürsten
- ▶ Instrument anschließend ausreichend lange unter fließendem Wasser abspülen – dabei muß das Wasser auch die Kanülen durchfließen und Sacklöcher wiederholt gefüllt und geleert werden



- |           |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>6</b>  | Reinigung<br>im Automaten        | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ nur vom jeweiligen Hersteller zur Verwendung für Dentalinstrumente zugelassene Wasch- oder kombinierte Wasch- und Desinfektionsgeräte verwenden</li> <li>▶ nur vom jeweiligen Hersteller sowohl für die Verwendung an Dentalinstrumenten wie im benutzten Reinigungsgerät bestimmte Reinigungsmittel verwenden</li> <li>▶ Gebrauchsanweisung der Geräte- und Chemikalienhersteller beachten</li> <li>▶ Instrumente immer mit geöffnetem Gelenk und so einlegen, daß Flüssigkeit aus Kanülen und Sacklöchern abfließen kann</li> </ul>                                                                                                                                                               |
| <b>7</b>  | Inspektion<br>nach der Reinigung | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Sichtprüfung aller Instrumente auf verbliebene Verschmutzungen – Reinigungszyklus ggf. wiederholen</li> <li>▶ dabei Kanülen, Hohlräume, Sacklöcher und Gelenke besonders beachten, ggf. auch gesonderter Reinigung unterziehen</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>8</b>  | Desinfektion                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ ph-neutrale oder alkalische Reinigungsmittel verwenden</li> <li>▶ Desinfektionslösungen in Übereinstimmung mit den Herstellerangaben (Etikett) verwenden</li> <li>▶ Bei der automatischen Reinigung kann abschließend eine Thermodesinfektion erfolgen (Herstellerangaben für den Thermodesinfektor beachten)</li> <li>▶ Für die Schlußspülung nur vollentsalztes Wasser verwenden (VE-Wasser)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>9</b>  | Trocknung                        | Wenn die Trocknung Teil des Reinigungs-/Desinfektionszyklus ist, sollten 93 °C nicht überschritten werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>10</b> | Instandhaltung<br>Wartung        | Hochwertiges Silikonspray oder Chirurgie-Schmieröl auf die Gelenke auftragen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>11</b> | Kontrolle<br>Funktionsprüfung    | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Instrumente auf Risse und Beschädigungen überprüfen, stumpfe oder beschädigte Instrumente aussortieren</li> <li>▶ Funktionsfähigkeit kontrollieren</li> <li>▶ Gelenkinstrumente auf Leichtgängigkeit überprüfen (zu großes Spiel vermeiden)</li> <li>▶ Sperrmechanismen (z.B. Sperr-Rad, Raste) auf Funktion überprüfen</li> <li>▶ Alle Instrumente:<br/>Sichtprüfung auf Risse, Löcher, Beschädigung der Oberflächen und Arbeitsenden sowie Verschleiß durchführen, Schneidekanten gleichmäßig, scharf und frei von Scharten</li> <li>▶ Instrumente als Bestandteil komplexerer Systeme:<br/>Funktionskontrolle im Systemzusammenhang (ggf. Zusammenbau-, Schnitt- und Anschlußstellen)</li> </ul> |
| <b>12</b> | Verpackung<br>zu Sterilisation   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Einzelinstrument:<br/>genormte Verpackungsmaterialien verwenden (Beutel so groß, daß die Versiegelung nicht unter Spannung steht)</li> <li>▶ bei Sets:<br/>Instrumente in dafür vorgesehene Trays einsortieren oder auf Allzweck-Sterilisationstrays legen (Schneiden und Spitzen geschützt einordnen)</li> <li>▶ Trays mit einem für diese geeigneten Verfahren verpacken</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>13</b> | Sterilisation                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ im Autoklaven oder Heißluftsterilisator nach Vorgaben der Hersteller</li> <li>▶ Angaben der Gerätehersteller unbedingt beachten</li> <li>▶ Bei der gleichzeitigen Sterilisation mehrerer, auch verschiedener Instrumente auf die Maximalbelastung des Sterilisators und etwaige Hinweise zu Unverträglichkeiten beachten – siehe Gebrauchsanweisung des Geräteherstellers</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>14</b> | Lagerung                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Instrumente zur Vermeidung von Kondensationsbildung trocken, staubfrei und nicht in der Nähe von Chemikalien lagern</li> <li>▶ Instrumente zur Vermeidung erneuter Kontamination bis zur Wiederverwendung in den für die Sterilisation benutzten Verpackungen lagern</li> <li>▶ Behälter und Verpackungen vor dem Öffnen abtrocknen lassen, um erneute Kontamination mit Feuchtigkeit zu vermeiden</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

### VORBEMERKUNG: rostfrei, nicht rostend oder korrosionsbeständig?

Die meisten zahnärztlichen Instrumente werden aus korrosionsbeständigem Stahl gefertigt.

Der richtige Begriff ist hier „korrosionsbeständiger Stahl“, nicht das im Volksmund gebräuchliche „rostfrei“.

Die Beständigkeit der Edelstähle gegen Korrosion beruht nämlich darauf, daß sich durch Legierung und Herstellverfahren an den Oberflächen sogenannte Passivschichten ausbilden, die den Stahl vor den vielfältigsten Angriffen mechanischer, thermischer oder chemischer Art schützen sollen.

Werden diese Schutzschichten durch äußere Einflüsse zerstört, kann jeder Instrumentenstahl korrodieren. Um Korrosionsschäden zu vermeiden, kommt es deshalb darauf an, die Schutzschichten durch sachkundige Aufbereitung nicht zu gefährden und so die Korrosionsbeständigkeit zu erhalten.

| Feststellung          | Ursache(n)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Abhilfe – Empfehlungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Flecken</b>        | Finden sich am Instrument nach der Reinigung Flecken, sind diese in den seltensten Fällen Anzeichen für Korrosion und schon gar kein Rost – selbst wenn die Flecken bräunlich oder rötlich schimmern.<br><br>Ursache für die Fleckenbildung ist zumeist die Ablagerung von Mineralien aus dem Leitungswasser. Sie ergeben sich meist bei hohen Temperaturen wie im Thermodesinfektor (93 °C). | Aus demineralisiertem, d.h. voll entsalztem Wasser (VE-Wasser) können sich keine Mineralien ablagern.<br><br>Zur Entfernung aller Rückstände sollte nach der Thermodesinfektion am Ende ein Spülgang mit Säure stehen.<br><br>Bei der Programmwahl achte man darauf, daß die erforderliche hohe Temperatur erst gegen Ende des Programms erreicht wird.                                                                                                                            |
| <b>Verfärbungen</b>   | Auch Verfärbungen sind in der Regel keine Korrosion. Sie werden durch Spuren von Wasserinhaltsstoffen hervorgerufen wie z.B. Silikate/Kieselsäure, Eisen-, Kupfer- und Manganverbindungen.                                                                                                                                                                                                    | Instrumente mit geeigneten, säurehaltigen Reinigungsmitteln abreiben bzw. einlegen (Herstellerangaben beachten). Saurer Zemententferner ist keinesfalls geeignet, er führt zu bleibenden Schäden am Instrument.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Anlauffarben</b>   | Irisierende Verfärbungen ohne klare Konturen entstehen durch Schwermetallverbindungen und Silikate im Wasser.                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Verwendung von VE-Wasser zur Schlußspülung und zur Erzeugung von Reindampf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Schwarzfärbung</b> | Versilberte Instrumente und solche aus nicht rostendem Chromstahl können schwarz anlaufen. Dies beeinträchtigt weder hygienische Sicherheit noch Eigenschaften oder Lebensdauer.<br><br>Ausnahme:<br>Ursache war ein Säureangriff, die Oberfläche wurde angebeizt.                                                                                                                            | Keine Maßnahmen erforderlich.<br><br>Ausnahme:<br>Angebeizte Instrumente aussortieren, da mit weiterer Korrosion zu rechnen ist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Flugrost</b>       | Diese Beeinträchtigung der Instrumentenoberflächen entsteht oft dann, wenn einwandfreie Instrumente gemeinsam mit bereits korrodierten Instrumenten gereinigt und dann sterilisiert werden.<br><br>Eine weitere, durchaus häufige Ursache liegt in der Kontamination durch den Autoklaven selbst.                                                                                             | Flugrost kann im Anfangsstadium meist noch durch Abwischen entfernt werden – am besten gleich nach der Entdeckung.<br><br>Bereits korrodierte Instrumente, von denen sich Rostanflug nicht mehr abwischen läßt, müssen vor der Reinigung und einer Sterilisation vom Rost befreit werden.<br><br>Ist das nicht möglich, muß das Instrument entsorgt werden.<br><br>Auf keinen Fall Instrumente mit Korrosionserscheinungen gemeinsam mit einwandfreien reinigen und sterilisieren! |

## Korrosion – Lochfraß

Werden Instrumente nach dem Gebrauch und dem Desinfektionsbad nicht gründlich mit klarem Wasser abgespült, können Reste von Blut und Chemikalien auf dem Metall bleiben, die dann bei der Thermodesinfektion und Sterilisation eingebacken werden und einer Korrosion damit Tür und Tor öffnen.

Korrodiert das Metall in der Folge weiter in die Tiefe (Lochfraß), kann das Instrument an dieser Stelle schon bei geringer Belastung brechen.

Ähnliche Auswirkung haben mineralische Ablagerungen aus dem Leitungswasser oder die Rostanlagerung von bereits korrodierten Instrumenten.

Korrosion und Lochfraß kann nur vorgebeugt werden:

- ▶ durch gründliche Entfernung von Blut, Chemikalien und anderen Rückständen vom Instrument nach dessen Gebrauch
- ▶ durch Verwendung von VE-Wasser, d.h. voll entsaltem bzw. demineralisiertem Wasser im Thermodesinfektor wie bei der Sterilisation (Autoklav)

## Kofferdam-Klammern

Neben den oben bei „Korrosion – Lochfraß“ genannten Ursachen werden Klammern von den bei der Wurzelbehandlung häufig verwendeten Chemikalien wie Natriumhypochlorid angegriffen. Sie wirken auf Metallflächen äußerst aggressiv!

Die daraus entstehende Korrosion läßt die unter Spannung stehenden Klammern bei geringer Beanspruchung brechen.

Mehr noch als bei anderen Instrumenten müssen Kofferdam-Klammern sofort nach der Anwendung unter fließendem Wasser gründlichst von anhaftenden Chemikalien gereinigt werden.

## Edelstahl und Amalgam

Da es sich beim Amalgam um das chemisch „edlere“ Metall handelt, kann es auf Edelstahlinstrumenten zu Korrosion führen.

Anhaftungen von Amalgam sofort nach der Behandlung von den Instrumenten vollständig entfernen.

## Abrieb – Korrosion an Scharnieren und Gelenken

Reiben Flächen aus Edelstahl aufeinander, wie das bei Zangen und Scheren der Fall ist, kann möglicherweise nicht rostfreier Abrieb entstehen.

Wird das nicht verhindert oder der entstandene und oft kaum sichtbare Abrieb nicht entfernt, führt die so entstehende und sich ausbreitende Korrosion zu Schwergängigkeit und ggf. zum Bruch der Gelenke und Scharniere.

Instrumente, bei denen die Bewegung ihrer Teile zueinander Abrieb entstehen läßt, prinzipiell in geöffnetem Zustand reinigen, sterilisieren und lagern.

Pflegemittel wie Silikonspray verringern den Abrieb gegenüber trockenen Flächen erheblich, erhalten so die Gängigkeit des Gelenks und verlängern die Lebensdauer des Instruments deutlich.

## Erstmaßnahme bei Korrosion

Trotz aller Vorsichts- und Pflegemaßnahmen läßt sich am Instrument irgendwann doch einmal Korrosion feststellen.

Verantwortlich dafür ist in der Regel eine oder mehrere der vorstehenden Ursachen.

Sofortmaßnahme:

- ▶ Wenn Korrosion sichtbar wird, muß sofort versucht werden, sie durch kräftiges Reiben mit einem Tuch oder einem Radiergummi zu entfernen.

## Korrosion läßt sich nicht entfernen

Die jeweilige Ursache(n) hat bzw. haben zu Korrosiven Schäden geführt, die durch schonende Maßnahmen wie Abreiben nicht mehr zu beseitigen ist.

Sofortmaßnahme:

- ▶ Instrument(e) aussortieren und entsorgen.

## Risse, Lochfraß und andere eindeutige Beschädigungen der Oberflächen

Nicht mehr zu beseitigende Korrosionsschäden an Instrumenten beeinträchtigen die Funktion und damit die Benutzbarkeit, sie gefährden die Erhaltung der hygienischen Sicherheit und können das andere Instrumentarium mit Flugrost kontaminieren.

Sehr geehrter Kunde,  
nachfolgend möchten wir Ihnen erläutern, warum ein rostfreies Edelstahlinstrument Flecken, Verfärbungen oder sogar Rost ansetzen kann. Es gibt einige Grundvoraussetzungen für den Umgang sowie für die Pflege der Instrumente, welche die Lebensdauer verlängern.

Beachten Sie bitte folgendes:

- 1 Bei einem neu erworbenen Instrument ist vor dem Sterilisieren darauf zu achten, daß es besonders gründlich gereinigt wird. Bei der Handreinigung empfiehlt sich ein spezieller Instrumentenreiniger und eine weiche Bürste (keine Metallbürste). Als gründliche und wirkungsvolle Reinigungsart gilt das Ultraschallreinigungsgerät (Ultraschallreinigungsmittel verwenden). Besonders wichtig ist dabei, daß Instrumente wie Zangen jeder Art, Nadelhalter und Scheren im geöffneten Zustand in die Reinigungslösung eingelegt werden (Reinigungsdauer ca. 10 Minuten).
- 2 Das Instrumentarium sollte nach jeder Reinigung unverzüglich und gründlich mit heißem Wasser gespült werden. Aber auch nach jedem Gebrauch, wenn es mit Verunreinigungen irgendwelcher Art (z. B. Blut, Serum, Salzlösungen usw.) in Berührung kam.
- 3 Achten Sie darauf, daß das Instrument vollständig trocken ist (dies gilt besonders für die Zwischenräume), bevor Sie es in eine sterile Verpackung geben oder anderweitig einlagern. Verbleibende Restfeuchtigkeit kann Korrosion oder Fleckenbildung verursachen.
- 4 Falls Sie das Kaltsterilisationsverfahren anwenden, sollten Sie die Instrumente nicht längere Zeit in der Desinfektionslösung belassen; es könnte sich ansonsten Korrosion bilden. Spülen Sie deshalb nach der Kaltsterilisation das Instrument in destilliertem Wasser und trocknen Sie es anschließend gründlich.
- 5 Verwenden Sie keine ätzenden oder sonstigen Reinigungsmittel, sondern nur Spezialreiniger für chirurgische Instrumente.
- 6 Überprüfen Sie das in Ihrem Autoklaven befindliche Wasser auf folgende Verunreinigungen: Eisen, Natrium, Calcium, Magnesium und Kupfer. Diese Elemente verursachen Flecken, Verfärbungen sowie Korrosionsansätze auf den Instrumenten. In Regionen mit sog. „hartem Wasser“ müssen die Dampfleitungen in bestimmten Zeitabständen gereinigt werden. (Diese Maßnahme ist entbehrlich, wenn Sie destilliertes Wasser für Ihren Autoklaven verwenden.) Installieren Sie gegebenenfalls einen Dampffilter, der Leitungsablagerungen verhindert.
- 7 Vergewissern Sie sich, daß die Musselintücher ausreichenden Spülgängen in der Wäscherei unterzogen worden sind (min. 6 - 8 Minuten) Rückstände von Chloriden und Bleichsubstanzen können Flecken bzw. korrosive Rückstände während der Autoklavierung verursachen.
- 8 Beachten Sie bitte, daß sich Ihre Instrumente nicht länger als notwendig in folgenden Lösungen befinden (es besteht ansonsten die Gefahr von Rost- bzw. Korrosionsbildung):  
Aluminium, Barium, Calcium, Eisen oder Stannichloridlösung  
Phenol, Lysol, Iodine  
Säuren, Quecksilber oder Kaliumlösungen
- 9 Sterilisieren Sie rostfreie Edelstahlinstrumente nicht gleichzeitig mit verchromten Instrumenten. Auf der Oberfläche der Chromplattierung entstehen elektrolytische Verbindungen zwischen den unterschiedlichen Materialien bzw. Legierungen. Eine Verfärbung oder Rostentwicklung kann sich als Auswirkung ergeben.
- 10 Erwärmen Sie - falls möglich - die Instrumente im Autoklaven etwas, bevor Sie Dampf passieren lassen. Sie verhindern dadurch übermäßige Kondensation auf der Oberfläche des Instruments.
- 11 Öffnen Sie den Autoklaven nicht so schnell nach dem Sterilisationszyklus, da sonst eine übermäßige Kondensation auf der Oberfläche des Instruments entsteht. (Lassen Sie das Sterilisationsgut etwas abtrocknen, bevor Sie den Autoklaven öffnen.)

Wenn Sie alle oben aufgeführten Pflegehinweise befolgen und nur Instrumentenreiniger sowie spezielle Instrumentenöle für die Pflege verwenden, sorgen Sie gleichzeitig für eine lange Lebensdauer Ihres Instruments.

To Our Customers:

Concerning your question on why standing, pitting or rusting can develop in stainless steel instruments; there are some basic points for the care and handling of surgical instruments which will extend the life of the instrument, eliminate staining or corrosion and lower the cost in use.

These are as follow:

- 1 After receiving of new instrument you should clean it exactly before sterilizing process. If you prefer manual cleaning, please take soft brush (never metal brush) and special instrument cleaner. Do you dispose of Ultrasonic cleaner, then you have the most and best effective way to clean surgical instruments (take special ultrasonic cleaner).
- 2 The Instruments should be rinsed as soon as possible after cleaning process and also after using to remove blood, serum and saline. Do not use a sponge basin as any residue from normal saline solution can cause corrosion to develop over a period of time. The rinsing of instruments should be with distilled water.
- 3 Instruments should be thoroughly dried after cleaning and before wrapping or storing, as moisture left in the box lock or serrations can cause rust or corrosion to develop.
- 4 Do not leave instruments in a cold sterilisation soak solution for extended periods as these solutions tend to be corrosive (after cold sterilization, rinse the instruments in distilled or demineralized water and dry thoroughly).
- 5 If using cold sterilisation technique, change the solution according to directions as prolonged use will cause the solution to become corrosive.
- 6 Do not use caustic cleaners or any other cleaner except those specified for cleaning surgical instruments.
- 7 Check your autoclave: Iron, sodium, calcium, magnesium or copper in your water can cause spotting, staining or corrosion to occur. In hard water areas, clean the line deposits from steam lines periodically or use distilled or demineralized water for your autoclave. Install a steam filter if possible. It will remove most of dirt, rust and pipe scale.
- 8 Make sure your muslim wraps are rinsed sufficiently (6 to 8 minutes) by the laundry to remove all chlorine bleach as any residue can cause staining or corrosion during autoclaving.
- 9 Do not leave instruments in the following solutions for extended periods as corrosion can result:  
- Aluminium, Barium, Calcium, Ferrous or Strannous Chloride solutions.  
- Phenol, Lysol or Iodine.  
- Dakin's Solution or Zephiran.  
- Any acid, Mercury or Potassium solution.
- 10 Do not sterilize stainless steel instruments with chrome plated instruments if possible, as any break in the surface of the chrome plate will allow an electrolytic action to develop between the dissimilar metals, causing pitting and / or a rusty appearance to develop.
- 11 Preheat instruments in autoclave before allowing steam to enter, if possible, to prevent an excessive amount of condensation forming on the surface of the instruments.
- 12 Don't open the autoclave too quickly after the sterilisation cycle as excessive condensation will develop on the surface of the instruments (crack the clave to allow drying before opening fully).

If you follow the above rules and use instrument cleaners and lubricant milk such as our products, your instruments should remain rust, spot and stain free. I hope this will answer any questions you might have on this topic.





Daimlerstraße 19  
D-92533 Wernberg-Köblitz

Phone: +49-9604-90991-0  
Fax: +49-9604-90991-29

[info@hlw-dental.com](mailto:info@hlw-dental.com)  
[www.hlw-dental.com](http://www.hlw-dental.com)