

**Träffa oss på Swedental 2016**

**Odontologisk Riksstämma 8**

**16 nov - 17 nov**

**Monter A17 : 11**


## Innehåll



ICY-SPRAY

**SEK 150**  
ref: icy-hg

**SKRUVA RISKFRITT MED  
IMPLANTAT SKRUVMEJSELHÅLLARE**




1. Enkelt och professionellt sätt att hålla din Implantatskruvmejsel oavsett system.
2. Stadig, säker och ingen risk att tappa skruvmejseln i halsen på patienten.
3. Genomtänkt design, enkelt att komma åt svåra lägen.
4. Hög kvalitet och prisvärd.
5. Passar alla system.

**SEK 550**  
ref: 40-43

**KRON-PELARHÅLLARE  
MED DIAMANTGREPP**



**SEK 450**  
ref: 32-44





**SEK 850**  
ref: INST01

**APOLLO GAUGE**


- Mycket praktiskt instrument för att ha till hjälp för betthöjdsregistrering (Vertikal Relation).
- Avståndet mellan ögats mitt när man blundar och munvinkeln är lika med avståndet mellan näsans botten och under hakan enligt bilderna.
- Det är speciellt hjälpsamt när man har förlo - rat alla tänderna då kan du höja eller sänka bitschablonen enligt det måttet. OBS mest för underkäkens bitschablon då överkäkens oftast bestäms efter (Smile Line) leende mönster.
- Instrumentet används även vid kraftigt slitet bett då kan man jämföra hur många mm man behöver höja bettet.

**PANADENT SMART MULTI LINJAL**



**SEK 200**  
ref: INST689

En mycket smart linjal för mätning av kronlängder samt vertikal och horisontal överbitning . Andra fördelar: maximal sidoglidning och gapförmåga.  
**Autoklaverbar**



### FÖRSTÄRK DINA BROMATERIAL MED SPLINT MAT

**SEK 600**  
ref: MAT30



Förstärkningsband för temporära kron- och bromaterial. 100 cm starkt rostfritt stålät.

### ONCE-FIL FLOW

**SEK 500**  
ref: OF150101



- 1-Ljushärdanden flow material.
- 2-Provisorisk flow gummiaktigt material.
- 3-Används för tillslutning av Implantat skruvhål för att lättare ta bort vid behov.
- 4-Används för Ortodonti skav ställen på brackets.
- 5- 1,2ml x 5 sprutor + tips.

### TUFFTEMP

50 ML PROVISORISKT KRON-& BROMATERIAL.  
SLAGTÅLIG OCH ÖVERLÄGSEN ESTETIK SAMT  
DUALHÄRDANDE.

Finns i A1, A2, A3, A3,5.

**SEK 800**  
ref: MAT10



Tufftemp är Rubberized-Urethane (liknar composite) kron- och bro material och inte som dem andra material som är akryl baserade.

Varför är den egenskapen (liknar composite) så viktig? Akrylbaserade kron- och bro material blir väldigt varma vid polymerisation. Detta leder i sin tur till en överhettad pulpa. Många studier visar att en ökad pulpa temperatur på endast 5,5 C leder till pulpa nekros.

En annan väldig bra egenskap är vid preparation av fasader eller E-max kronor med (minimally invasive techniques) dvs. att inte slipa så mycket från tanden så räcker det med en punkt etsning av emaljen att få Tufftemp att sitta kvar utan behov av någon annan provisorisk cement . Detta sparar tid och komfort för både tandläkaren och patienten.

### GINGI MASTER PLUS PACK (20 ampuller)

**SEK 850**  
ref: MAT02



Effektiv trådlös gingival retraktionspasta på ca. 2 minuter. Perfekt blödningskontroll samtidigt sörn fickan vidgas. Gingi Master ampuller och spetsar passar även till liknande materials pistol t ex Exspasl.

## Unika produkter Zeedent

### MTA+ PRO



**SEK 650**  
ref: MAT34

- Retrograd fyllning av rotspetsen.
- Direkt pulpaöverkappning.
- Pulpa amputation.
- Vid behandling av tänder med ofullständig rotutveckling.
- 10st MTA + MTA cement platta.

### MTA CARRIER



**SEK 500**  
ref: MAT28

### LIME LITE



**SEK 650**  
ref: MAT19

Ljushärdande Kalciumhydroxid pasta.  
Smidig att använda behöver inte blanda  
4x 1,2ml sprutor i förpackningen.

### POLERINGSBORR KIT ZIRKONIA



**SEK 400**  
ref: RA3112

Trestegs poleringskit för all sorts keramik.  
Innehåller 12 borr + kit.

### POLERINGSBORR KIT PORCELAIN



**SEK 250**  
ref: RA1112

Trestegs Poleringsborr kit för Porcelain.  
E-max Innehåller 12 borr + kit.

Kom gärna till vår monter A17:11 och prova kvalitén på borren

## Unika produkter Zeedent



**SEK 500**  
kod: Borr-39

### ZIRKONIA DIAMANT BORR FG 10 PACK

Den mest effektiva borrar för Zirkonia kronor.  
Används mest vid höga protetisk konstruktioner i Zirkonia.



**SEK 400**  
kod: Borr-36

### ZEKRYA SEPARERINGSBORR FGXXL 5 PACK

Mycket effektiv vid separering mellan rötter.



**SEK 300**  
kod: Borr-38

### POLERINGS BORSTE KOMPOSIT

Polerings borste för Komposit 5 Pack kod. Diamantimpregnerade borstar för att nå bästa resultat.



**SEK 100**  
kod: Borr-37

### POLERING PREP 10 PACK

Ett unikt borrar för polering preparation linjer inför cementering of kronor.



**SEK 185**  
kod: Borr-35

### ALPIN SPETS FG 10 PACK

Alpin Spets FG 10 pack anpassad till Turbine eller Rödinkelstycke.



**SEK 220**  
kod: Borr-32

### CROWN CUTTER FG 10 PACK

Kron skärare för all typer of metall kronor  
Mycket snabb delning av kronor.  
Effektiv en gång men kan fungera några gånger.  
Obs! Fungerar endast på metall kronor och försöks om den körs mot porcelin kronor.

### KIRURGI- OCH SINUSBORR



**SEK 750**  
ref: IMP38

Används för vidgning av sinus window utan risk att perforera sinusmembranet. Används även för att tillplatta Alveolarutskottet.

[Mer information om produkten hittar du på zeedent.se](http://zeedent.se)

### 10CC BEN PÅ TIO SEKUNDER

BONESIER BORR



**SEK 1450**  
ref: BCS-001

Du får 1 cc ben på mindre än 10 sekunder. Flergångs bensamlarborr, autoklaverbar.

[Mer information på zeedent.se](http://zeedent.se)

### PUNCH MED GUIDE



När du har placerad ditt Implantat hål så får du med denna punch en exakt cirkel runt hålet där du blottar benet för vidare borrhugn.

**SEK 750**  
ref: IMP139

### SINUS WINDOW BORR

Sinus Window Borr (Diamant Ring). Riskfritt sinus öppning utan risk att perforera membranet.

**SEK 750**  
ref: IMP110



**SEK 3200**  
ref: ipd

### SKRUVMEJSEL KIT FÖR ALLA SYSTEM IPD

Implantat scruvmejsel kit. Täcker de flesta system på marknaden.

## Implantatsystem & tillbehör Italiensk kvalitet från B&B Dental

### PROVISORISK MINI-IMPLANTAT




**SEK 750**

ref: IMP02

Ett implantat som används vid provisoriska lösningar för att avlasta känsliga ställen. Mycket enkel att installera, rebasera och avlägsna. Patienten kan använda sin protes direkt. Gjord av 5 g medicinsk titan.



### B&B IMPLANTAT



**SEK 1300**

ref: IMP01

Det finns många olika storlekar att välja på. Från diameter 3.0 till 7.0 och längder från 6 mm till 14 mm. Du behöver aldrig vara låst till en viss storlek.



## Implantatsystem & tillbehör

### Italiensk kvalitet från B&B Dental

#### TITANIUM MEMBRAN

- Perfekt biokompatibilitet.
- Lätt att applicera på defekta området.
- Lätt att skära.
- Lätta att bocka.
- Inklusive en membranskruv som är kompatibel med Nobel systemet.

#### COLAGEN MEMBRAN

Perfekt biokompatibilitet.  
Komplett resorption efter 4-6 månader .  
Osteokonduktiv och osteoinduktiva aktivitet.  
Anti-inflammatoriska egenskaper.  
Lätt att applicera på det defekta området.  
Varje förpackning innehåller två membran.

#### TITANIUM MEMBRAN FÖR ATT HÅLLA KVAR FIXTUREN



**SEK 700**  
ref: 00532/1



**SEK 1200**  
ref: 00223

#### TITANIUM MEMBRAN FÖR BUCKLA BEN DEFEKTER



**SEK 850**  
ref: 00532/3

#### TITANIUM MEMBRAN FÖR BUCKLA BEN DEFEKTER



**SEK 850**  
ref: 00532/4

#### TITANIUM MEMBRAN FÖR BEN DEFEKTER BUCKLAT



**SEK 850**  
ref: 00532/5

## CGF teknologi & Implantat skruvdragare



### MEMBRAN PIN SET

Pin Kit för fixering membran inklusive 20 pins, finns även att få med 40 pins för 8500:-.



SEK 7000  
ref: SD-MESH-TACK

### SNABBARE OCH SÄKRARE SLADDLÖS SKRUVDRAGARE MED MOMENT PROTETISKT KALIBRERINGSSYSTEM FRÅN NSK

#### EGENSKAPER

- Spara upp till 50% av tiden jämfört med den manuella proceduren.
- Torque: 10 - 40 Ncm i 1 or 5 Ncm interval.
- Universal passar till alla implantatsystem.
- 90 min. snabbbladning med problemfri induktion typ laddare.
- Pålitlig och slitstark vinkelstycket med utmärkt tillgänglighet.
- Pipande ljud för att indikera omvänd rotation.



SEK 14000  
ref: ISD900

## Implantatmotor Från silfradent Italien

### ESYBONE INKLUSIVE LED KIRURGI VINKELSTYCKE

Lämplig för implantat, käk- och ansiktskirurgi och mikrokirurgiska procedurer.

»Easybone uppgifter -" Börstlös "mikromotorer med 200 till 40,000 rpm, enkelt och praktiskt fungerande vid varje val varvtal / vridmoment, och valt program- Peristaltiska pumpen med lätt att montera och demontera vattenkylnings hus med justerbar öppningsdiameter.

- Direkt tillgång programmerbara funktioner: hastighet, vridmoment, pump, omvänd, reduceringshandstycke (alla parametrar i sekventiellt läge).

- Möjlighet att ändra driftsparametrar och möjlighet att memorera dem.

- Pneumatisk fot kontroll lämpar sig för operations-salar och sterila miljöer.

- Multifunktionell pedalstyrning med omvänd riktning, från-pump, start, justeringshastighet och arbetsparameterinställningar.

- 4 förprogrammerade funktioner och 10 valbara programinställningar ger totalt 40 driftlägen.

- LCD grafisk display (Version med 2x16 huvudstäder tecken): med blå bakgrundsbelysning och vithandstil.

- Hela systemet överensstämmer med EG-förordningar och omfattas av en fullständig garanti och allriskförsäkring.



### IMPLANTAT MOTOR ICT

Exklusive vinkelstycke

- Praktisk design på fot pedalen.
- Enklare manövrering under operation.
- Mycket starkt vridmoment (max. 70-Ncm).
- Storlek W250xD170xH140mm.
- Vikt 3,5 kg.
- Hastighet / Moment 20 ~ 2000 rpm, 5 ~ 70 Ncm (när den tillämpas 20: 1 gear ratio).
- Utväxling 32:1, 27:1, 20:1, 01:01.
- Ingångsspänning / frekvens 100-240V ~ 50/60Hz, 100VA.
- Färg Vit / Svart.



## Takbelysning & Elio microscope Takbelysning & HD skärm



**SEK 59000**  
ref: LUXIMA LED

Skärmen är Elegant och vackert utformad med integration av LED-ljusteknik av hög kvalitet, avgränsas av en yttre ram och är ultralätt. Den är utformad för att passa naturligt i alla behandlingsrum. Skärmen är även smart TV vilket innebär att du kan visa patienten program via youtube eller även från din Elio Mikroskop.



**SEK 70000**  
ref: ELIO HDM

### ELIO MICROSCOPE

En Ny microscope Integrerad i den kirurgiska belysning. Med en X 60 zoom, är det möjligt att detektera den mins ta detalj i strukturen av tanden och de mjuka vävnaderna. Du kan även spela in dina operationer i HD format.

ELIO erbjuder flera fördelar med avseende på de konventionella light med halogenlampor eller LED.

ELIO är inte bara en mycket framgångsrik dental belysning men också en verklig kommunikations-verktyg. Den integrerade, med mycket hög upplösning och autofokus, kan du hela tiden och utan ytterligare manipulation för att kommunicera med din patient, dina kollegor eller din partner. Utan värme och ljudlöst, är huvudet ELIO helt tätt för en optimal aseptik.

Genom enkel rotation kan du få alla möjliga positioner på tre axlar. De löstagbara handtag kan placeras enligt användarens önskemål.


## Unika produkter Zeedent Sårslev & Sårslev kit

### SÅRSLEV TANDAD



**SEK 500**  
ref: INST03A

- Unik sårslev Tandad.
- Mycket enklare att skrapa rent granulations vävnad.
- Är mycket till hjälp för att skapa blödning i dry-socket situationer.
- Kan även användas som benskrapare för att laga mindre defekter inom Implantatkirurgi.
- Finns i två storlekar.



**SEK 2000**  
ref: INST03A-B



### SÅRSLEV KIT

- Sårslev kit Tandade.
- Det effektivaste sår slev i marknaden.
- Fyra storlekar och en box.
- Mycket vassa och effektivast mot granulations - vävnad.
- Används även för att skapa blödning i dry socket.
- I mindre bedefekter vid implantat kan man skrapa ben från intilliggande ben vävnad.

## Kirurgiska kit



**SEK 9000**

ref: tola 2

### TOLA KIT

Ett Unikt kit för sinus kirurgi. Öpnar window riskfritt med höghastighet i mindre än en minut. Diamant avverkar endast ben. Har även stopps för borrar garanterat hög säkerhet. Innehåller 8st borrar, 5st stopps, 4st instrument.



## Kirurgiska kit



### BEN GBR SKRUV OCH PIN KIT

Innehåller:  
40 skruv+ 20 tacks + 3 olika storlek av mesh.  
Går att få med 225 skruv+ 40 tacks + 60 lika storlek av mesh för 26000:-.



**SEK 14000**  
ref: SD-GBR-COMFIX

### DENTIUM SINUSBORRKIT

- Endast 30-40 sekunder helt riskfritt genom sinusväggen jämfört med 25 minuter Pizoteknik.
- Innehåller speciell designade sinusborr och borrstopp.
- Autoklaverbar bricka.



**SEK 6000**  
ref: IMP64



## Kirurgiska kit

### Power periostome flex kit



**SEK 3500**  
ref: 1930S

Ett mycket enkelt kit endast tre instrument för avlägsning av svåråtkomliga rötter. Innehåller två mycket tunna periostomer och en filaktig hävel för att skruva sig fast i roten.

- Power periostome flex code: 1930S.
- 1930-1 Power periostome flex STR S/E.
- 1930-2 Power periostome flex CVD S/E.
- 1930-3 Screw root extraction SMALL S/E.
- 7503S cassettes 6 hold single TALL RACK.
- 90 x 203 x 31mm (8.12in x 3.57in x 1.20in).

## PAROD TUNNEL SET

POWER TUNNELING KIT INNEHÅLLAR 9 INSTRUMENT



**SEK 7500**  
ref: W1830S

- Används för att på ett smartare sätt göra en utfyllnad av tandkötet utan behov av lambå.
- Power tunneling kit (9 bitar).
- 1825 power tunneling STR short 1826 power tunneling STR medium 1827 power tunneling lc
- 1828 power tunneling short.
- 1829 power tunneling medium.
- 1830 power tunneling long.
- 2043 power ppeal, tunneling gum lift, periostome, extra tunn, ej för övertryck.
- 2044 power ppeala, tunneling gum lift, periostome, extra tunn, ej för övertryck.
- 6533 power tunneling tissue plier.
- 7502S cassettes double hinge 10 hold single tall rack. 114 X 203 x 31.

## Implantat guide kit



### IMPLANTAT GUIDE KIT

Minimera risken för felplacering av dina implantat.

Innehåller 5 smarta instrument:


- Två enkla instrument för att inte missa placera implantatet i mitten i en tands lucka.
- Två Instrument för att göra det rätta avståndet i frändstandlöshet, beroende av vilken Implantatstorlek ni väljer sedan är det ett instrument för att sätta nästa och nästa.
- Ett kompass verktyg för tandlösa käkar för att placera Implantataten parallellt oavsett var i käken ni borrar.

- 1979-1 Power guide implant centering positioner 1 small.
- 1979-2 Power guide implant centering positioner 2 large.
- 1950-1 Power guide 1 implant guide first implant.
- 1950-2 Power guide 1 implant guide second and next implant.
- 1964 Paralleling guide easy alignment of implants in edentulous mandibles.
- 7506N Implant guide 2G cassette.



### BENKVARN

Praktiskt ben kvarn att krossa ben med.  
Enkel att använda.  
Lätt att göra rent.  
Innehåller 3 delar.




### TISSUE PUNCH KIT (TRIMMER KIT)

Trimmer Kit

Olika borrar för ben och mjukvävnads Kirurgi.  
Även tissue punch med guide pin.  
Trephine borrar för Implantat avlägsning.

## Krontänger

Från Dental USA



SEK 4000  
ref: WIMCR

### KRONBORTTAGARE WIMCR

1. Behöver endast borra ett hål på kronans occlusal yta.
2. Med enkel grep mot kronkanten cervikalt så är kronan loss.
3. Tillskillnad mot Burings hammare tar man ingen risk för kronfraktur då man håller fast vid kronan.
4. Går att åter använda kronan provisorisk.

### KRONTÄNGER ÖK



Från HLW Tyskland

SEK 500  
ref: 12-103

### KRONTÄNGER UK



SEK 500  
ref: 12-104

### KRONTÄNGER-ÖK



SEK 500  
ref: 12-101

### KRONTÄNGER-UK



SEK 500  
ref: 12-102

**Krontänger & krongelare**  
Från HLW Tyskland

KRONTÄNGER



**SEK 650**


ref: 12-106



**SEK 650**

ref: 12-105

KRONDELARE



**SEK 750**

ref: 30-8D



**SEK 250**

ref: 30-8B

**Brickor & korgar**  
**Från HLW Tyskland**

**ROSTFRI STERILKORG MED LOCK**

**SEK 750**  
ref: 15-70

200 mm x 100 mm x 35 mm

**SEK 1200**  
ref: 15-71

225 mm x 155 mm x 40 mm

**SEK 1100**  
ref: 15-72

220 mm x 140 mm x 50 mm

**SEK 1250**  
ref: 15-73

275 mm x 175 mm x 35 mm

**SEK 650**  
ref: 15-77

Sterilkorg med lock  
Dimensioner: 150 mm x 50 mm x 35 mm

**SEK 600**  
ref: 15-74

Sterilkorg med lock  
Dimensioner: 105 mm x 70 mm x 30 mm

**SEK 450**  
ref: 15-76

Sterilkorg med lock  
Dimensioner: 80 mm x 40 mm x 30 mm

**SEK 450**  
ref: 15-75

Sterilkorg med lock  
Dimensioner: 80 mm x 80 mm x 40 mm

## Utrustning



SEK 4000

ref: UT89

## FÖRVARINGSSKÅP

Förvaringsskåp Hygienartiklar från IRIDE Italien.

1-Fack för två handskar, munskyd, muggar, sarvetter och sug.

2-Bred 50cm höjd 20cm.

3-Enkelt att montera.



SEK 4500

ref: dustin

## ARBETSBOX DUST IN

Arbetsbox Dust In partikel skydd.

Har en fläkt och en filter.

Smidig att förflytta mycket lätt.

Går även att använda till att slipa protes eller sandblästra kronor.


# Extraktionstänger Från HLW Tyskland

Fler extraktionstänger finns på [www.zeedent.se](http://www.zeedent.se)


## EXTRACTION FORCEPS




Upper Anteroirs  
(Fig. 1)  
Ref. 11-1




Upper Premolars  
(Fig. 7)  
Ref. 11-7



Upper Molars  
(Fig. 17)  
Ref. 11-17



Upper Molars left  
(Fig. 18)  
Ref. 11-18



Upper Roots  
(Fig. 51A)  
Ref. 11-51A



Upper Molars  
(Fig. 67A)  
Ref. 11-67A



Lower Premolars  
(Fig. 13)  
Ref. 11-13




Lower Roots  
(Fig. 33)  
Ref. 11-33




Lower Molars  
(Fig. 22)  
Ref. 11-22




Lower Molars  
(Fig. 73)  
Ref. 11-73



Lower 3rd Molars  
(Fig. 79)  
Ref. 11-79




Upper Roots  
(Fig. 151)  
Ref. 11-151



Upper Roots  
(Fig. 152)  
Ref. 11-152



Lower Roots  
(Fig. 136)  
Ref. 11-136



Lower Roots  
(Fig. 145)  
Ref. 11-145



Upper Deep Roots  
(Fig. 49)  
Ref. 11-49


## DEEP GRIPPING FORCEPS



Lower Deep Roots  
(Fig. 46)  
Ref. 11-46



Upper 3rd Molars  
(Fig. 67N)  
Ref. 11-67N



Lower 3rd Molars  
(Fig. 79N)  
Ref. 11-79N



Upper Premolars  
(Fig. 7N)  
Ref. 11-7N



Lower Premolars  
(Fig. 36N)  
Ref. 11-36N



Upper Anteroirs  
(Fig. 34A)  
Ref. 11-34A



Upper Roots  
(Fig. 331)  
Ref. 11-331



Upper Premolars  
(Fig. 35A)  
Ref. 11-35A




Lower Premolars  
(Fig. 336)  
Ref. 11-336



Lower Premolars  
(Fig. 36A)  
Ref. 11-36A

# Rot elevator Från HLW Tyskland

Fler rot elevator finns på [www.zeedent.se](http://www.zeedent.se)



## ROOT FRAGMENT ELEVATOR



## SYNDESMOTOME - CHOMPRET

# Kirurgiska saxar - TC

## Från HLW Tyskland

Fler saxar finns på [www.zeedent.se](http://www.zeedent.se)

TC = TUNGSTEN CARBIDE



**Micro Scissor TC**  
17 cm  
Ref. 19-23 B



**Micro Scissor TC**  
17 cm  
Ref. 40-48 B




**Castroviejo TC**  
14 cm  
Ref. 19-23 TC



**Castroviejo-Gomel TC**  
14 cm  
Ref. 19-28 TC

# Kirurgiska saxar Från HLW Tyskland


Fler saxar finns på [www.zeedent.se](http://www.zeedent.se)



## Nålförare - TC Från HLW Tyskland

Fler nålförare finns på [www.zeedent.se](http://www.zeedent.se)

TC = TUNGSTEN CARBIDE





## Nålförare Från HLW Tyskland

Fler nålförare finns på [www.zeedent.se](http://www.zeedent.se)



**Derf**  
12,5 cm



Ref. 20-8



glatt  
smooth

**Webster**  
12,5 cm

Ref. 20-8 A




**Abbey**  
14,5 cm

Ref. 20-9




**Baumgartner**  
14,5 cm

Ref. 20-10



**Crile-Wood**  
15 cm

Ref. 20-15

















**Mayo-Hegar**  
16 cm

Ref. 20-12

## Pincetter Från HLW Tyskland

Fler pincetter finns på [www.zeedent.se](http://www.zeedent.se)

15 cm		College		Ref. 22-3
16 cm		Meriam		Ref. 22-1
18 cm		Micro-tweezer Gomel	surgical straight	Ref. 22-30
18 cm		Micro-tweezer Gomel	surgical curved	Ref. 22-31
18 cm		Micro-tweezer Gomel	anatomic straight	Ref. 22-32
18 cm		Micro-tweezer Gomel	anatomic curved	Ref. 22-33
12 cm		Adson	anatomic	Ref. 22-14
12 cm		straight Adson	surgical	Ref. 22-15
12 cm		curved Adson	surgical	Ref. 22-16A
12 cm		Micro-Adson	ultra fine	Ref. 22-15A
15 cm		De Bakey	atraumatic	Ref. 22-35
15 cm		Paper articulator Miller		Ref. 22-23
15 cm		curved Paper articulator Miller		Ref. 22-23A
15 cm		College	strong Tips	Ref. 22-26

## Mikroblad & skalpellhållare från HLW Tyskland



**SEK 850**  
ref: SM69

### MICRO SKALPELL BLAD SM69 25 PACK

Swann Morton England, dubbelsidig micro skalpell blad 25 pack.  
Mycket användbar vid CT graft från gommen.

PLACERA OCH AVLÄGSNA SKALPELLBLAD RISKFRITT  
MED TITANIUM SKALPELLHÅLLARE MED SKRUVFUNKTION



**SEK 1000**  
ref: QX31

SKALPELLHÅLLARE BÖJD




**SEK 100**  
ref: 30-12A

RUND SKALPELLHÅLLARE



**SEK 120**  
ref: 40-27

SKALPELLHANDTAG



**SEK 60**  
ref: 30-9A

MICROSKALPELLHÅLLARE



**SEK 300**  
ref: 40-28

# Avtrycksskedar Från HLW Tyskland

Perforerade avtrycksskedar finns på [www.zeedent.se](http://www.zeedent.se)

## ÖK

Size

Ref-No.

**XL**



Ref-No.  
**33-06**

**L**



Ref-No.  
**33-07**

**M**



Ref-No.  
**33-08**

**S**



Ref-No.  
**33-09**

**XS**



Ref-No.  
**33-10**

**XXS**



Ref-No.  
**33-30**

## UK

Size

Ref-No.

**XL**



Ref-No.  
**33-01**

**L**



Ref-No.  
**33-02**

**M**



Ref-No.  
**33-03**

**S**



Ref-No.  
**33-04**

**XS**



Ref-No.  
**33-05**

**XXS**



Ref-No.  
**33-25**

## Studiemodeller & Suturer

**SEK 1000**

ref: H-2000

### IMPLANTAT & BRO STUDIEMODELLER

Nu kan du enkelt använda modellen för att förklara för dina patienter skillnaden mellan bro och implantat.



### SINUSMODELLER

Nu kan du enkelt och begripligt använda modellen för att förklara för dina patienter hur en sinus operation går till.



**SEK 500/st**

ref: H-60040

### RESORBERA MONOFILAMENT SUTURER

Sturen samlar aldrig plack.  
Enkelt att knyta och innehåller polyglycolide 75%, Caprolactone 25%.



**SEK 450**

ref: U3213



**SEK 600**

ref: U2160



**SEK 450**

ref: U4213

**B**



## MAGNET JUSTERBARA LÄSGLASÖGON MED LEDLAMP UNIKA LÄSGLASÖGON I OLIKA STYRKOR

Ord. Pris  
300 SEK



BESTÄLLAR DU FÖR 1500KR  
ELLER MER SÅ FÅR DU

1. 1ST LÄSGLASÖGON MED LEDLAMP.
2. 1ST LÄSGLASÖGON I PLÅNBOKSFÖRMAT.
3. FRAKTFRITT BEGRÄNSAT VIKT OCH PAKET STORLEK

TILLGÄNGLIGT I STYRKA: +1,5 +2,0 & +2,5

## HJÄLP I NÖDEN I PLÅNBOKSFORMAT



Ord. Pris  
60 SEK